



Cardio M Plus

Kompaktowy i niezawodny wielokanałowy elektrokardiograf wyposażony w 7" ekran dotykowy

- Obraz w czasie rzeczywistym z 12 odprowadzeń widoczny na 7" kolorowym wyświetlaczu dotykowym z interpretacją wyników
- Pamięć dla 120 zapisów EKG
- Analiza HRV
- Wydruk w formacie DIN A4
- Możliwość przenoszenia zapisanych danych pacjenta na USB
- Oprogramowanie do podłączenia komputera
- Możliwość rozbudowania o spirometr (opcjonalnie)
- Bateria wielokrotnego ładowania (opcjonalnie)



POLMIL