



## Kardiomonitor Compact 7

Najwyższej jakości wieloparametrowy monitor pacjenta



**POLMIL**

- 10,4" szeroki kolorowy monitor TFT (800x600 pikseli)
- 7 kanałów EKG (opcjonalnie 12), SpO2, 2xIBP, NIBP, oddychanie, 2x temperatura
- Różne opcjonalne moduły EtCO2 (Strumień główny, boczny)
- 120-godz. zapis trendu
- Możliwość podłączenia do komputera przez LAN, opcjonalnie WLAN (protokół HL 7)
- Obliczanie dawki leku