



ECOtom 80

ECOtom 80 / 200 / 400

Skuteczność i precyzja

Stabilny generator wysokiej mocy

Najwyższy poziom bezpieczeństwa pacjenta dzięki systemowi REM

Cyfrowy wskaźnik wartości dla wybranej mocy wyjściowej

Zastosowania mono i bipolarnie

Uruchamianie przez przełącznik ręczny lub nożny

Bezpieczeństwo stosowania dzięki klawiaturze membranowej oznaczonej kolorami



POLMIL

Specyfikacja

ECOtom	80	400	200
Maks. moc wyjściowa	80 W	400 W	200 W
Cięcie czyste	80 / 300 Ω	400 / 300 Ω	200 / 300 Ω
Cięcie Blend	80 / 300 Ω	250 / 300 Ω	150 / 300 Ω
Blend II		200 / 300 Ω	120 / 300 Ω
Blend III		150 / 300 Ω	100 / 300 Ω
Koagulacja kontaktowa	50 / 300 Ω	120 / 300 Ω	100 / 300 Ω
Koagulacja natryskowa		100 / 300 Ω	80 / 300 Ω
Koagulacja bipolarna	70 / 300 Ω	99 / 100 Ω	80 / 300 Ω
Częstotliwość sieciowa	1,6 MHz	400 KHz	
Źródło zasilania	115 - 230 V, 50 - 60 Hz	115 - 230 V, 50 - 60 Hz	
Klasa bezpieczeństwa	I BF	I CF	
Elektroda neutralna	- NF -	- F -	
Waga	6 kg	13 Kg	
Wymiary	270 x 310 x 110 mm	330 x 455 x 150 mm	

Seria ECOtom

Stabilne generatory do zastosowań mono i bipolarnych sprawiają, że ECOtom to idealne urządzenie do sal operacyjnych, przychodni i gabinetów lekarskich.


Częstotliwość radiowa może zostać dokładnie ustawiona poprzez podwyższanie o 1W, co pozwala na idealne dostosowanie mocy do wymagań zabiegu.

Wyposażenie

- Szczypce bipolarne



- Jednorazowy podwójny przełącznik ręczny




- Monopolarny przełącznik ręczny




- Elektroda neutralna (silikonowa)



- Przewód elektrody neutralnej pacjenta



- Przewód uziemiający



- Przełącznik nożny bipolarny



- Podwójny przełącznik nożny



Dystrybutor:

POLMIL

POLMIL Sp. z o.o. S.K.A
 ul. Przemysłowa 8,
 Bydgoszcz 85-758, Polska
 Tel. +48 52 348 67 66
 Fax +48 52 348 68 34
 handlowy@polmil.pl
 www.polmil.pl