

POLMIL



medical ECONET
GERMANY



ME5



ME10



ME 5 i ME 10

Wydajne i lekkie, pulsoksymetry napalcowe ME5 i ME10 są przeznaczone do pomiaru wysycenia tlenem hemoglobiny krwi tętniczej (SpO₂) oraz tętna u pacjentów dorosłych i pediatrycznych (>25 kg).



ME 5

Wrywkowe pomiary u pacjentów dorosłych i dzieci (>25kg) przez palec, wyświetlanie pomiaru SpO2 w czasie rzeczywistym, tętna oraz jakości sygnału.

- Zakres pomiaru SpO2: 35 - 99%,
- Tętno: 30 - 235 BPM
- Zestaw zawiera torbę, pasek na szyję, 2 baterie AAA
- Wymiary: Dł. 58 x Szer. 32 x Wys. 34 mm
- Waga: 50 g (z bateriami)

ME 10

Pulsoksymetr ME10 jest wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD, 6 opcji wyświetlania, funkcję wyświetlania tętna jako pletyzmografia, funkcję wyświetlania SpO2, tętna, alarm wizualny stanu baterii oraz funkcję automatycznego wyłączenia po 8-sekundowej bezczynności.

- Możliwość przełączania wyświetlacza na 6 różnych pozycji
- Kolorowe i numeryczne wyświetlanie SpO2, tętna oraz tętna jako pletyzmografia
- Zakres pomiaru SpO2: 45 - 100%,
- Tętno: 20 - 300 BPM
- Zestaw zawiera torbę, pasek na szyję, 2 baterie AAA
- Wymiary: Dł. 60 x Szer. 34 x Wys. 30 mm
- Waga: 50 g (z bateriami)



Im Erlengrund 20, 46149 Oberhausen - Germany

t: +49 (0) 208 377 890-0 info@medical-econet.com
f: +49 (0) 208 377 890-55 www.medical-econet.com
facebook.com/medicaleconetgermany
twitter.com/medicaleconet

Dystrybutor

POLMIL

POLMIL Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Przemysłowa 8,
Bydgoszcz 85-758, Polska
Tel. +48 52 348 67 66
Fax +48 52 348 68 34
handlowy@polmil.pl
www.polmil.pl