

## KARTA PRODUKTOWA

### Torba na wymiociny z pochłaniaczem płynów SAP Curas<sup>™</sup>, 1,5 l; skala w ml

Marka	:	CURAS <sup>®</sup>
Kategoria	:	Pielęgniarstwo/opieka
Zakres	:	Artykuły medyczne
Grupa produktowa:	:	Torby na wymioty
NR REF	:	03051



### OPIS PRODUKTU

Jednorazowa torba na wymiociny z plastikowym ustnikiem bez dodatku PCW, z saszetką absorbującą SAP Curas<sup>™</sup>. Produkt znany także pod nazwą torba na wymioty lub torba chorobowa. Duża pojemność 1,5 l; skala pokazująca przybliżoną objętość zawartości.

### PRZEZNACZENIE

Torba na wymiociny to wygodny i prosty sposób utylizacji wymiocin oraz płynnych nieczystości w sposób dyskretny i higieniczny. Torba została wyposażona w saszetkę absorbującą SAP Curas<sup>™</sup> (NR REF 08100) w celu konsolidacji płynów oraz substancji półpłynnych, zapobiegając zabrudzeniom oraz eliminując nieprzyjemny zapach.

### CECHY I ZALETY

- Bezpieczna i oszczędna alternatywa dla tradycyjnych naczyń (np. nerek).
- Duży otwór idealnie obejmujący usta gwarantujący, że całość wymiocin zostanie wychwycona, ograniczając w ten sposób możliwość zabrudzeń.
- Pochłaniacz płynów SAP Curas<sup>™</sup> krystalizuje płyny w celu bezpiecznej utylizacji skażonych nieczystości.
- Każda torba została wyposażona w jedną saszetkę absorbującą SAP Curas<sup>™</sup> w celu eliminacji zabrudzeń i nieprzyjemnego zapachu.
- Praktyczna, dyskretna, łatwa i wygodna w użyciu w przypadku sytuacji związanych z zaburzeniami pracy przewodu pokarmowego, chemioterapią, transportem, zatruciami pokarmowymi, itp.
- Sztywny plastikowy ustnik umożliwia łatwe trzymanie i korzystanie z torby, ograniczając ryzyko zabrudzeń i zakażeń.
- Mocna i głęboka torba o pojemności 1,5 l zapobiega wyciekom na skutek przelewu.
- Nadrukowana skala pozwala na orientacyjną ocenę objętości.
- System 'okręć i zamknij' zapewnia higieniczną i bezzapachową utylizację zawartości.
- Produkt można wykorzystać do zbierania innych płynów, ograniczając zanieczyszczenia na skutek przecieku.
- Na torbie nadrukowana prosta ilustrowana instrukcja obsługi.

### SPECYFIKACJA PRODUKTU

NR REF.	Pojemność	Kolor	Opakowanie
03051	1,5 l (~51 oz)	Biały	Opakowanie wewnętrzne

### Skład

- Torba wykonana z folii LDPE.
- Ustnik wykonany z polipropylenu.
- Pochłaniacz płynów SAP Curas<sup>™</sup> wykonany z superchłonnego polimeru (poliakrylan sodu).
- Bez dodatku lateksu i PCW.

## Kraj pochodzenia

- Chiny

## Sterylizacja

- Niesterylny

## Okres przydatności do użycia

- 3 lata dla SAP
- 5 lat dla torby

## Wybrane normy i wytyczne

- ISO 9001:2008

## Zalecane warunki przechowywania


- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Unikać wystawiania produktu na działanie ekstremalnych temperatur.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od wilgoci, źródeł ciepła oraz zapłonu.

## Proponowana metoda utylizacji

- W przypadku niezakażonej zawartości, utylizować zamknięty worek jak zwykłe odpady domowe.
- W przypadku zakażonej zawartości, utylizować zamknięty worek zgodnie z protokołem dot. odpadów medycznych lub spalić.

## Symbole produktu

Torba na wymiociny SAP Curas™



## INFORMACJE DOTYCZĄCE OPAKOWANIA

NR REF.	Kod kreskowy EAN-13	Opakowanie wewnętrzne	Karton	Masa brutto
03051	5051400030512	50 szt./op.	600 szt./karton (12 torebek wewn.)	~ 14 kg

Komponenty/Właściwości materiałów			Zalecenia dot. utylizacji odpadów				
Opakowanie	Materiał	Zawiera PCW	Spalenie	Wysypisko	Macerator	Recykling	Ponowne użycie
Opakowanie wewnętrzne	PE	--	✓	(✓)		✓	
Karton zewnętrzny	Tektura falista	--	(✓)	(✓)		✓	
Paleta transportowa	Drewno	--				(✓)	✓

V = Wysoce zalecane

(✓) = Zalecane

## INFORMACJE DODATKOWE

- Kod HS: 3926909090
- Dokumentacja dostępna na życzenie. Kontakt: info@curas.com

Wyłączny dystrybutor w Polsce: