

# VET-60

Wydajny, kompaktowy przenośny aparat RTG





- Uniwersalna jednostka do diagnostyki obrazowej małych zwierząt i zwierząt z rodziny koniowatych
- Mały ciężar i kompaktowa budowa
- Stała moc wyjściowa promieniowania bez zakłóceń ze źródła zasilania
- Wyposażony w nowe funkcje zdalnego sterowania
- Płaski panel dotykowy, cyfrowy wyświetlacz, tylny wyświetlacz LED
- 8 ustawień (pamięć PROM)

## Dane techniczne

Model		VET -60
Wydajność	Nap. lampy/natężenie	100 kV / 60 mA
	Zakres napięcia	40 - 100 kV w krokach co 1 kV
	Zakres prądu	0,4 - 100 mAs, 25 kroków
	Maks. moc wyjściowa	3,2 kW przy 80 kV
Lampa X-ray	Typ lampy	Toshiba D - 205B
	Ogniskowa	2 mm
	Pojemność HU	40 kHU
	Chłodzenie	378 HU/sek.
Kolimator	Min. wielkość pola:	5 cm x 5 cm @ 1 m SID
	Maks. wielkość pola:	35 cm x 35 cm @ 65 cm SID
	Lampa	LED
	Auto timer	30 sek.
	Długość miarki SID	2 m
Znacznik laserowy	wbudowana wiązka laserowa	
Moc	Wejście	220 / 240 VAC
	Częstotliwość/faza	50 / 60 Hz, pojedyncza faza
	Kompensacja napięcia	± 10 %
Panel kontrolny	7-segmentowy wyświetlacz LED z odczytem z tyłu, Zdalne sterowanie za pomocą przełącznika ręcznego	
Pamięć PROM	8 APR	
Waga:	14,6 kg	
Wymiary	250 x 195 x 355 mm	

## Wymiary



## Wyposażenie opcjonalne

### Mobilny stojak PXMS - 1800



### Stół RTG TKF



## Wyposażenie standardowe Walizka transportowa



medical **ECONET**  
GERMANY

*Welcome to healthcare*

Dystrybutor:

**POLMIL**

**POLMIL Sp. z o.o. S.K.A**  
ul. Przemysłowa 8,  
Bydgoszcz 85-758, Polska  
Tel. +48 52 348 67 66  
Fax +48 52 348 68 34  
handlowy@polmil.pl  
www.polmil.pl