

## KARTA PRODUKTOWA

Torba na wymiociny 1,5 l; skala w ml	
Marka	: CURAS®
Kategoria	: Pielęgniarstwo/opieka
Zakres	: Artykuły medyczne
Grupa produktowa:	: Torby na wymioty
NR REF.	: 03052



### OPIS PRODUKTU

Jednorazowa torba na wymiociny z plastikowym ustnikiem bez dodatku PCW. Produkt znany także pod nazwą torba na wymioty lub torba chorobowa. Duża pojemność 1,5 l; skala pokazująca przybliżoną objętość zawartości.

### PRZEZNACZENIE

Torba na wymiociny to wygodny i prosty sposób utylizacji wymiocin oraz płynnych nieczystości w sposób dyskretny i higieniczny. Zaleca się stosowanie torby z saszetką absorbującą SAP Curas™ (NR REF. 08100) w celu konsolidacji płynów oraz substancji półpłynnych, zapobiegając potencjalnym zabrudzeniom oraz eliminując nieprzyjemny zapach.

### CECHY I ZALETY

- Bezpieczna i oszczędna alternatywa dla tradycyjnych naczyń (np. nerek).
- Duży otwór idealnie obejmujący usta gwarantujący, że całość wymiocin zostanie wychwycona, ograniczając w ten sposób możliwość zabrudzeń.
- Praktyczna, dyskretna, łatwa i wygodna w użyciu w przypadku sytuacji związanych z zaburzeniami pracy przewodu pokarmowego, chemioterapią, transportem, zatruciami pokarmowymi, itp.
- Sztywny plastikowy ustnik umożliwia łatwe trzymanie i korzystanie z torby, ograniczając ryzyko zabrudzeń.
- Mocna i głęboka torba o pojemności 1,5 l zapobiega wyciekom na skutek przelewu.
- Nadrukowana skala pozwala na orientacyjną ocenę objętości.
- System 'okręć i zamknij' zapewnia higieniczną i bezzapachową utylizację zawartości.
- Na torbie nadrukowana prosta ilustrowana instrukcja obsługi.
- Nie zawiera lateksu i PCW.

### SPECYFIKACJA PRODUKTU

NR REF.	Pojemność	Kolor	Opakowanie
03052	1,5 l (~51 oz)	Biały	Opakowanie wewnętrzne

### Skład

- Torba wykonana z folii LDPE.
- Ustnik wykonany z polipropylenu.
- Bez dodatku lateksu i PCW.

### Kraj pochodzenia

- Chiny

## Sterylizacja

- Niesterylny

## Okres przydatności do użycia

- 5 lat

## Wybrane normy i wytyczne

- ISO 9001:2008

## Zalecane warunki przechowywania

- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Unikać wystawiania produktu na działanie ekstremalnych temperatur.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od wilgoci, źródeł ciepła oraz zapłonu.

## Proponowana metoda utylizacji

- W przypadku niezakażonej zawartości, utylizować zamknięty worek jak zwykle odpady domowe.
- W przypadku zakażonej zawartości, utylizować zamknięty worek zgodnie z protokołem dot. odpadów medycznych lub spalić.

## Symbole produktu



## INFORMACJE DOTYCZĄCE OPAKOWANIA

NR REF.	Kod kreskowy EAN-13	Opakowanie wewnętrzne	Karton	Masa brutto
03052	5051400030529	50 szt./op.	600 szt./karton (12 torebek wewn.)	~ 10 kg

Komponenty/Właściwości materiałów			Zalecenia dot. utylizacji odpadów				
Opakowanie	Materiał	Zawiera PCW	Spalenie	Wysypisko	Macerator	Recykling	Ponowne użycie
Opakowanie wewnętrzne	PE	--	✓	(✓)		✓	
Karton zewnętrzny	Tektura falista	--	(✓)	(✓)		✓	
Paleta transportowa	Drewno	--				(✓)	✓

✓ = Wysoce zalecane

(✓) = Zalecane

## INFORMACJE DODATKOWE

- Kod HS: 3926909090
- Dokumentacja dostępna na życzenie. Kontakt: [info@curas.com](mailto:info@curas.com)

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

# POLMIL

POLMIL Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 8b

85-758 Bydgoszcz

tel. +48 52 348 67 66, fax. +48 52 348 68 34

[handlowy@polmil.pl](mailto:handlowy@polmil.pl) [www.polmil.pl](http://www.polmil.pl)