

KARTA PRODUKTOWA

Basen sanitarny jednorazowego użytku
1,7 l; Midi, z przykrywką, WardPak™

Marka	:	CURAS®
Kategoria	:	Pielęgniarstwo/opieka
Zakres	:	Hygiene Pulp™
Grupa produktowa:	:	Usuwanie nieczystości pochodzenia ludzkiego
NR REF.	:	08001



OPIS PRODUKTU

Basen sanitarny jednorazowego użytku z pulpy higienicznej o właściwościach wodoodpornych. Pojemność - 1,7 l. Do utylizacji w maceratorze. Wyposażony w przykrywkę do zastosowania w sytuacjach awaryjnych. Opakowanie WardPak™ dla łatwego użytkownika. Niesterylny

PRZEZNACZENIE

Basen sanitarny jednorazowego użytku do gromadzenia nieczystości pochodzenia ludzkiego oraz innych płynów ustrojowych. Wykorzystywany również przez unieruchomione pacjentki do przyłóżkowego zbierania moczu. Może być stosowany w połączeniu ze standardową podpórką z tworzywa sztucznego dla poprawy stabilności. Produkt jednorazowego użytku.

CECHY I ZALETY

- Produkt ekologiczny wykonany w całości z przetworzonej makulatury gazetowej.
- Produkt jednorazowy w celu ograniczenia ryzyka zakażenia krzyżowego oraz zakażeń szpitalnych.
- Co najmniej 4 godziny wodoodporności (dotyczy tylko basenu).
- Skala wskazująca przybliżoną objętość.
- Jeśli jest to konieczne, 2 baseny lub więcej można umieścić jeden na drugim dla dodatkowej stabilności i lepszej higieny.
- Idealnie pasuje do standardowej podpórki z tworzywa sztucznego (NR REF. REF 08111), która zapewnia dodatkową stabilność.
- Wyposażony w jednorazową przykrywkę zapobiegającą nieprzyjemnym zapachom i przypadkowym rozlaniom zawartości.
- Możliwość ułożenia w stos w celu ograniczenia zajmowanego miejsca.
- Stabilny z płaskim dnem.
- Opakowanie wewnętrzne WardPak™ chroni produkt przed kurzem i zanieczyszczeniem.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

NR REF.	Pojemność	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Średnia waga/szt.	Opakowanie
08001	1,7 l	34,3 x 29,6 x 84,2 cm	58g ± 2 g	WardPak™

Skład

- Basen sanitarny wykonany w całości z przetworzonej makulatury gazetowej w połączeniu z mieszkanką wodną odporną na płyny.
- Przykrywka wykonana z tektury.

Kraj pochodzenia

- Chiny

Sterylizacja

- Niesterylny
- Możliwość sterylizacji z użyciem tlenku etylenu (ETO) lub promieni gamma.

Okres przydatności do użycia

- Basen z przykrywką: 8 lat

Wybrane normy i wytyczne

- Dyrektywa MDD 93/42/EWG (Oznakowanie CE, Klasa I), zmieniona Dyrektywą 2007/47/WE.
- EN ISO 9001:2008
- PAS29:1999 Próba odporności na płyny przez okres co najmniej 4 godzin (temperatura wody $35^{\circ}\text{C}\pm 3^{\circ}\text{C}$).
- PAS29:1999 Próba maceracji przy użyciu maceratora stosowanego w pokoju-słuzie, cykl normalny.

Zalecane warunki przechowywania

- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Unikać wystawiania produktu na działanie ekstremalnych temperatur.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od wilgoci, źródeł ciepła oraz zapłonu.

Proponowana metoda utylizacji

- W przypadku standardowych odpadów, zużyty produkt należy utylizować w maceratorze lub zgodnie z lokalnym protokołem dot. odpadów. W przypadku braku maceratora, należy spalić lub wywieźć na składowisko odpadów.
- W przypadku zanieczyszczonej lub zakażonej zawartości, produkt należy traktować jak odpad medyczny oraz utylizować zgodnie z protokołem dot. odpadów medycznych.

Symbole produktu**INFORMACJE DOTYCZĄCE OPAKOWANIA**

NR REF.	Kod kreskowy EAN-13	WardPak™	Karton	Masa brutto
08001	5051400080012	50 szt./op.	Basen: 150 szt. / karton Przykrywki: 10 szt. / karton	~9 kg

Komponenty/Właściwości materiałów			Zalecenia dot. utylizacji odpadów				
Opakowanie	Materiał	Zawiera PCW	Spalenie	Wysypisko	Macerator	Recykling	Ponowne użycie
WardPak™	PE	--	✓	(✓)		✓	
Karton zewnętrzny	Tektura falista	--	(✓)	(✓)		✓	
Paleta transportowa	Drewno	--				(✓)	✓

✓ = Wysoce zalecane

(✓) = Zalecane

INFORMACJE DODATKOWE

- Produkty Curas® Hygiene Pulp™ zostały poddane kontroli w kilku modelach maceratorów i spełniają wymagania rekomendowanych procedur operacyjnych.
- Kod HS: 4823709000
- Dokumentacja dostępna na życzenie. Kontakt: info@curas.com

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

POLMIL

POLMIL Sp. z o.o. S.K.A
 ul. Przemysłowa 8,
 Bydgoszcz 85-758, Polska
 Tel. +48 52 348 67 66
 Fax +48 52 348 68 34
handlowy@polmil.pl
www.polmil.pl