



Palmcare Plus

Szybki i wiarygodny pomiar

- Pomiar SpO2 i tętna
- Alarm wizualny i dźwiękowy z możliwością regulacji poziomu alarmu
- 2,8" TFT kolorowy wyświetlacz LCD
- Wyświetlanie wyników pomiaru pulsu, SpO2, krzywa pulsu i poziomy alarmów
- 72-godz. pamięć trendu
- Wbudowany akumulator litowo-jonowy umożliwia pracę do 3 godz.
- Wyświetlanie fali i pionowych wykresów

POLMIL

Specyfikacja

Specyfikacja	
Dokładność	Saturacja: 70 ~ 100 % (1 % kroki) \pm 2 % poniżej 70 %: nieokreślone Puls: 30 ~ 300 bpm: \pm 2 % or \pm 2 bpm
Zasilanie	100 ~ 240 VAC, 50 / 60 Hz
Akumulator	Litowo-jonowy 3,7 V, 1130 mAh Maks. 3 godziny pracy po pełnym naładowaniu
Wyjście danych	USB mini, SpO2, puls Podłączenie: USB mini Typ B
Warunki otoczenia	Temperatura robocza: 10 ~ 45 °C Temperatura przechowywania: - 10 °C ~ 50 °C Wilgotność robocza: 35 ~ 80 % bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 20 ~ 95 % bez kondensacji
Czujnik SpO2	W zestawie czujnik typu klips na palec, przedłużacz (2,4 m) opcjonalnie
Pamięć trendów	72 godziny
Wymiary	165 x 70 x 30 mm waga netto: ok. 165 g

Wymiary: 165 (dł.) x 70 (szer.) x 30 (wys.) mm, waga ok. 165 g




■ Czujnik napalcowy

SpO2 - czujnik napalcowy dla dorosłych,
Długość: 3 m



■ Czujnik typu klips na palec

SpO2 - czujnik napalcowy dla dzieci,
Długość: 3 m



■ Y - Czujnik

Y - Czujnik z klipsem na ucho,
Długość: 3 m



■ Uchwyt do PalmCare Plus



Dystrybutor:

POLMIL

POLMIL Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8b
85-758 Bydgoszcz
tel. +48 52 348 67 66, fax. +48 52 348 68 34
handlowy@polmil.pl www.polmil.pl