



## ECOtwin LCD

Nowoczesny, przyjazny dla użytkownika aparat KTG do monitorowania płodu przed porodem

- 7" szeroki kolorowy monitor LCD TFT (800x480)
- Łatwy transfer danych na USB
- 450 godz. pamięci zapisu
- Bardzo czuły 9-elementowy przetwornik 0,985 MHz
- Wodoodporne głowice
- Wbudowany akumulator i drukarka
- Komputer PC kontrolowany przez RS-232C
- W komplecie głowice, znacznik ruchu, pasy KTG, żel i papier do drukarki

## Specyfikacja

<b>Ultradźwięki</b>	<b>Drukarka</b>
Przetwornik wielokryształowy	Termiczna Z-fold (szerokość: 150 mm)
Impulsy dopplerowskie	Szybkość zapisu: 1, 2, 3 cm / min.
Częstotliwość ultradźwięków: 0,985 MHz	Kontrast: regulacja 3-poziomowa
Natężenie: <10mW / cm <sup>2</sup>	Automatyczny zapis: Off, 10, 20, 30, 40, 50, 60 min.
Zakres FHR: 50 ~ 240 bpm	<b>Ustawienia</b>
Dokładność FHR: ± 2% zakresu	Górna /dolna granica alarmu
Wodoodporne (IPX 8)	Czas i data
<b>UC</b>	Kontrast druku: 3 poziomy
Typ zewnętrzny	Szybkość zapisu i powiększenie
Odpowiedź częstotliwościowa: DC ~ 0,5 MHz	Poziom głośności FHR
Funkcja odniesienia (zerowanie)	<b>Funkcje</b>
Zakres pomiaru: 0 ~ 99	Funkcja oznaczania
Wodoodporne (IPX 7)	Odniesienie UC
<b>FM (Wykrywanie ruchów płodu)</b>	Powiększenie w szczególnym przypadku
Metoda: Ultradźwięki	<b>Interfejs</b>
Podwójny FM	szeregowy RS - 232
<b>Wyświetlacz</b>	<b>Warunki otoczenia</b>
7" TFT kolorowy wyświetlacz LCD	Zakresy temperatur
Rytm serca	Tryb pracy: 10 do 45°C
Status drukowania	Przechowywanie: -10 do 50 °C
Dioda LED alarm włączony/wyłączony	Zakres wilgotności względnej
<b>Dźwięki</b>	Tryb pracy: 30 ~ 85 %
Impuls dopplerowski z kontrolą głośności	Przechowywanie: 20 ~ 95 %
Dźwięk rytmu serca	<b>Zasilanie</b>
Dźwięk klawiszy	Wymagania: 100 - 240 VAC, 50 / 60 Hz, ok. 80 VA
Brak papieru w drukarce	Wydajność: DC + 15V 2.5 A
Błąd głowicy	Bateria: Wielokrotnego ładowania
Słaba bateria	<b>Wyposażenie opcjonalne</b>
Dźwięk alarmu	Mobilny wózek

Dystrybutor:

**POLMIL**

POLMIL Sp. z o.o.  
ul. Przemysłowa 8b  
85-758 Bydgoszcz  
tel. +48 52 348 67 66, fax. +48 52 348 68 34  
handlowy@polmil.pl www.polmil.pl