



PalmCare PRO

Precyzyjny pulsoksymetr dla wszystkich grup wiekowych

- Kolorowy wyświetlacz 3" LCD TFT (240 X 400)
- Wskaźnik perfuzji (PI)
- Cztery tryby wyświetlania
- Trendy w formie wykresu i tabeli
- Ochronne etui
- Czas pracy do 10 godzin
- Baterie alkaliczne
- Oprogramowanie do monitorowania na komputerze (opcjonalnie)
- Zacisk do stojaka (opcjonalnie)

