

Detro[®] Lube Spray

Olej w sprayu do konserwacji narzędzi chirurgicznych, kanałów powietrznych oraz pozostałych wyrobów medycznych

- gotowy do użycia
- chroni przed korozją
- tworzy warstwę ochronną
- nadaje połysk i poprawia wygląd narzędzi
- szeroki obszar zastosowania

CE



WYRÓB MEDYCZNY KLASY I

GOTOWY DO UŻYCIA

OPAKOWANIE:

TYP
OPAKOWANIA



400
ML

OPAKOWANIE
ZBIORCZE

24 x POJEMNIK
POD CIŚNIENIEM

KOD KRESKOWY

8680097100412



detrox[®]
Integrated Disinfection Solutions

POLMIL

Detro® Lube Spray

Olej w sprayu do konserwacji narzędzi chirurgicznych, kanałów powietrznych oraz pozostałych wyrobów medycznych

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Detro® Lube Spray przeznaczony jest do konserwacji powierzchni i powłok na wszelkiego rodzaju narzędziach chirurgicznych. Usuwa zanieczyszczenia przylegające do kanałów turbin głowic wydechowych sprężonym powietrzem dzięki czemu pozostają one natłuszczone nawet w kontakcie z wodą i chroni je przed korozją. Zapobiega powstawaniu plam z pozostałości pary wodnej, betadyny i białka. Tworzy warstwę ochronną, która niweluje przyleganie takich związków jak cement, alginian, tlenek cynku, karboksylany czy fosforany do powierzchni narzędzi stomatologicznych i chirurgicznych. Preparat nie zawiera krzemianów i pochodnych, dzięki czemu nie utrudnia sterylizacji. Wchodzące w skład medyczne oleje parafinowe są odporne na wysokie temperatury.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- Produkt gotowy do użycia
- Zapobiega powstawaniu plam (jak np. plamy z pozostałości pary wodnej, betadyny i białka), które formują się na powierzchni narzędzi chirurgicznych w wyniku działania wysokiej temperatury i reakcji chemicznych
- Nadaje połysk i poprawia wygląd
- Tworzy warstwę ochronną, która niweluje przyleganie do powierzchni narzędzi stomatologicznych i chirurgicznych środków chemicznych, takich jak cement, alginian, tlenek cynku, karboksylan czy fosforan
- Usuwa brud przylegający do kanałów turbin głowic wydechowych sprężonym powietrzem, dzięki czemu pozostają one natłuszczone nawet w kontakcie z wodą
- Nie zawiera krzemianów i pochodnych, dzięki czemu nie utrudnia sterylizacji
- Zawiera medyczne oleje parafinowe odporne na wysokie temperatury (200°C)

SKŁAD:

Biały olej medyczny, butan.

SPOSÓB UŻYCIA:

• Ręczne narzędzia chirurgiczne:

Nanieść z bliskiej odległości Detro® Lube Spray na umyte i zdezynfekowane narzędzia chirurgiczne (przed ich sterylizacją), bez zastosowania długiej, czerwonej końcówki rozpylającej i rozłożyć je na płaskiej powierzchni.

Końcówkę rozpylającą stosować w szczególności do ruchomych części.

Upewnić się, że narzędzia zostały dokładnie pokryte preparatem, sprawdzić działanie ruchomych części.

Przeprowadzić proces sterylizacji.

• Endoskopy i kanały powietrzne:

Bezpośrednio nanieść na zębate i ruchome części z zastosowaniem końcówki rozpylającej zamocowanej do głowicy rozpylacza.

Sprawdzić działanie; po dokładnym natłuszczeniu narzędzia są gotowe do ponownego użycia.

OKRES WAŻNOŚCI:

Termin ważności preparatu wynosi 5 lat od daty produkcji.



WYTWÓRCA:

Detro Healthcare Kimya Sanayi A.Ş.
Atatürk mh. Cemal Gürsel cd. No:8/3 Esenyurt.
Istanbul/Turkey
www.detrox.com.tr

POLMIL

IMPORTER:

Polmil Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8b
85-758 Bydgoszcz
www.polmil.pl
handlowy@polmil.pl