

# POLMIL

Więcej niż opieka

Producent / Manufacturer

## ESVIsensor

### esvico

Producent / Manufacturer:

ESVICO Sp. z o.o.

ul. Chmieleniecka 15  
84-214 Bożepole Wielkie  
Polska / Poland

tel. +48 58 736 32 27

fax +48 58 736 33 27

[www.esvimed.pl](http://www.esvimed.pl)



[www.esvimed.pl](http://www.esvimed.pl)

# ESVIsensor

# ESVIsensor



**Elektroda ES G530**  
Zastosowanie: dla dzieci, noworodka

Pianka PE  
Żel stały  
Sensor Ag/AgCl  
Wymiary:  
średnica 30 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**Elektroda ES G536**  
Zastosowanie: dla dzieci  
HOLTER, monitoring

Pianka PE  
Żel stały  
Sensor Ag/AgCl  
Wymiary:  
średnica 36 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**Elektroda ES G540**  
Zastosowanie:  
monitoring

Pianka PE  
Żel stały  
Sensor Ag/AgCl  
Wymiary:  
średnica 40 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**ES G530T electrode**  
Application: for children,  
neonates

PE foam  
Solid Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Carbon stud  
Radiolucent  
Dimension:  
Round 30 mm diameter  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**ES G536T electrode**  
Application: Holter for children,  
monitoring

PE foam  
Solid Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Carbon stud  
Radiolucent  
Dimension:  
Round 36 mm diameter  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**ES G540T electrode**  
Application: monitoring

PE foam  
Solid Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Carbon stud  
Radiolucent  
Dimension:  
Round 40 mm diameter  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**Elektroda ES G543**  
Zastosowanie:  
monitoring

Pianka PE  
Żel stały  
Sensor Ag/AgCl  
Wymiary:  
średnica 43 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**Elektroda ES G548**  
Zastosowanie: badanie  
wysilkowe, monitoring

Pianka PE  
Żel stały  
Sensor Ag/AgCl  
Wymiary:  
średnica 48 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.




**Elektroda ES G554**  
Zastosowanie: HOLTER,  
badanie wysilkowe,  
monitoring

Pianka PE  
Żel stały  
Sensor Ag/AgCl  
Wymiary:  
średnica 54 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**ES G543T electrode**  
Application: monitoring

PE foam  
Solid Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Carbon stud  
Radiolucent  
Dimension:  
Round 43 mm diameter  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**ES G548T electrode**  
Application: stress test,  
monitoring

PE foam  
Solid Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Carbon stud  
Radiolucent  
Dimension:  
Round 48 mm diameter  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**ES G554T electrode**  
Application: HOLTER, stress  
test, monitoring

PE foam  
Solid Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Carbon stud  
Radiolucent  
Dimension:  
Round 54 mm diameter  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**Elektroda ES G52245**  
Zastosowanie: dla dzieci,  
noworodka

Pianka PE  
Żel stały  
Sensor Ag/AgCl  
Wymiary:  
prostokątna 22x45 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**Elektroda ES G53648**  
Zastosowanie: Holter,  
badania wysilkowe,  
monitoring

Pianka PE  
Żel stały  
Sensor Ag/AgCl  
Wymiary:  
prostokątna 36x48 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**Elektroda ES G54256**  
Zastosowanie: Holter,  
badania wysilkowe,  
monitoring

Pianka PE  
Żel stały  
Sensor Ag/AgCl  
Wymiary:  
prostokątna 42x56 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**ES G52245T electrode**  
Application: for children,  
neonates

PE foam  
Solid Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Carbon stud  
Radiolucent  
Dimension:  
Rectangular 22x45 mm  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**ES G53648T electrode**  
Application: HOLTER, stress  
test, monitoring

PE foam  
Solid Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Carbon stud  
Radiolucent  
Dimension:  
Rectangular 36x48 mm  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**ES G54256T electrode**  
Application: HOLTER, stress  
test, monitoring

PE foam  
Solid Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Carbon stud  
Radiolucent  
Dimension:  
Rectangular 42x56 mm  
Packing:  
Pouch: 50 pcs

# ESVIsensor

# ESVIsensor



**Elektroda ES G530T**  
Zastosowanie: dla dzieci, noworodkowa  
Pianka PE  
Żel stały  
Sensor Ag/AgCl  
Zapinka węglowa  
Niewidoczna w RTG  
Wymiary:  
średnica 30 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**Elektroda ES G536T**  
Zastosowanie: dla dzieci  
HOLTER, monitoring  
Pianka PE  
Żel stały  
Sensor Ag/AgCl  
Zapinka węglowa  
Niewidoczna w RTG  
Wymiary:  
średnica 36 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**Elektroda ES G540T**  
Zastosowanie:  
monitoring  
Pianka PE  
Żel stały  
Sensor Ag/AgCl  
Zapinka węglowa  
Niewidoczna w RTG  
Wymiary:  
średnica 40 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**ES G530 electrode**  
Application: for children,  
neonates  
PE foam  
Solid Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Dimension:  
Round 30 mm diameter  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**ES G536 electrode**  
Application: Holter for children,  
monitoring  
PE foam  
Solid Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Dimension:  
Round 36 mm diameter  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**ES G540 electrode**  
Application: monitoring  
PE foam  
Solid Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Dimension:  
Round 40 mm diameter  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**Elektroda ES G543T**  
Zastosowanie:  
monitoring  
Pianka PE  
Żel stały  
Sensor Ag/AgCl  
Zapinka węglowa  
Niewidoczna w RTG  
Wymiary:  
średnica 43 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**Elektroda ES G548T**  
Zastosowanie: badanie  
wysiłkowe, monitoring  
Pianka PE  
Żel stały  
Sensor Ag/AgCl  
Zapinka węglowa  
Niewidoczna w RTG  
Wymiary:  
średnica 48 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**Elektroda ES G554T**  
Zastosowanie: HOLTER,  
badanie wysiłkowe,  
monitoring  
Pianka PE  
Żel stały  
Sensor Ag/AgCl  
Zapinka węglowa  
Niewidoczna w RTG  
Wymiary:  
średnica 54 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**ES G543 electrode**  
Application: monitoring  
PE foam  
Solid Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Dimension:  
Round 43 mm diameter  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**ES G548 electrode**  
Application: stress test,  
monitoring  
PE foam  
Solid Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Dimension:  
Round 48 mm diameter  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**ES G554 electrode**  
Application: HOLTER, stress  
test, monitoring  
PE foam  
Solid Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Dimension:  
Round 54 mm diameter  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**Elektroda ES G52245T**  
Zastosowanie: dla dzieci,  
noworodkowa  
Pianka PE  
Żel stały  
Sensor Ag/AgCl  
Zapinka węglowa  
Niewidoczna w RTG  
Wymiary:  
prostokątna 22x45 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**Elektroda ES G53648T**  
Zastosowanie: Holter,  
badania wysiłkowe,  
monitoring  
Pianka PE  
Żel stały  
Sensor Ag/AgCl  
Zapinka węglowa  
Niewidoczna w RTG  
Wymiary:  
prostokątna 36x48 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**Elektroda ES G54256T**  
Zastosowanie: Holter,  
badania wysiłkowe,  
monitoring  
Pianka PE  
Żel stały  
Sensor Ag/AgCl  
Zapinka węglowa  
Niewidoczna w RTG  
Wymiary:  
prostokątna 42x56 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**ES G52245 electrode**  
Application: for children,  
neonates  
PE foam  
Solid Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Dimension:  
Rectangular 22x45 mm  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**ES G53648 electrode**  
Application: HOLTER, stress  
test, monitoring  
PE foam  
Solid Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Dimension:  
Rectangular 36x48 mm  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**ES G54256 electrode**  
Application: HOLTER, stress  
test, monitoring  
PE foam  
Solid Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Dimension:  
Rectangular 42x56 mm  
Packing:  
Pouch: 50 pcs

# ESVI sensor

# ESVI sensor



**Elektroda ES GM30**  
Zastosowanie: dla dzieci, noworodkowa

Pianka PE  
Żel mokry  
Sensor Ag/AgCl  
Wymiary:  
średnica 30 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**Elektroda ES GM36**  
Zastosowanie: dla dzieci  
HOLTER, monitoring

Pianka PE  
Żel mokry  
Sensor Ag/AgCl  
Wymiary:  
średnica 36 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**Elektroda ES GM40**  
Zastosowanie:  
monitoring

Pianka PE  
Żel mokry  
Sensor Ag/AgCl  
Wymiary:  
średnica 40 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.




**ES WM30 electrode**  
Application: for children,  
neonates

Nonwoven  
Wet Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Dimension:  
Round 30 mm diameter  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**ES WM36 electrode**  
Application: Holter for children,  
monitoring

Nonwoven  
Wet Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Dimension:  
Round 36 mm diameter  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**ES WM40 electrode**  
Application: monitoring

Nonwoven  
Wet Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Dimension:  
Round 40 mm diameter  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**Elektroda ES GM43**  
Zastosowanie:  
monitoring

Pianka PE  
Żel mokry  
Sensor Ag/AgCl  
Wymiary:  
średnica 43 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**Elektroda ES GM48**  
Zastosowanie: badanie  
wysilkowe, monitoring

Pianka PE  
Żel mokry  
Sensor Ag/AgCl  
Wymiary:  
średnica 48 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**Elektroda ES GM54**  
Zastosowanie: HOLTER,  
badanie wysilkowe,  
monitoring

Pianka PE  
Żel mokry  
Sensor Ag/AgCl  
Wymiary:  
średnica 54 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.




**ES WM43 electrode**  
Application: monitoring

Nonwoven  
Wet Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Dimension:  
Round 43 mm diameter  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**ES WM48 electrode**  
Application: stress test,  
monitoring

Nonwoven  
Wet Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Dimension:  
Round 48 mm diameter  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**ES WM54 electrode**  
Application: HOLTER, stress  
test, monitoring

Nonwoven  
Wet Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Dimension:  
Round 54 mm diameter  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**Elektroda ES GM2245**  
Zastosowanie: dla dzieci,  
noworodkowa

Pianka PE  
Żel mokry  
Sensor Ag/AgCl  
Wymiary:  
prostokątna 22x45 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**Elektroda ES GM3648**  
Zastosowanie: Holter,  
badania wysilkowe,  
monitoring

Pianka PE  
Żel mokry  
Sensor Ag/AgCl  
Wymiary:  
prostokątna 36x48 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**Elektroda ES GM4256**  
Zastosowanie: Holter,  
badania wysilkowe,  
monitoring

Pianka PE  
Żel mokry  
Sensor Ag/AgCl  
Wymiary:  
prostokątna 42x56 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**ES WM2245 electrode**  
Application: for children,  
neonates

Nonwoven  
Wet Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Dimension:  
Rectangular 22x45 mm  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**ES WM3648 electrode**  
Application: HOLTER, stress  
test, monitoring

Nonwoven  
Wet Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Dimension:  
Rectangular 36x48 mm  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**ES WM4256 electrode**  
Application: HOLTER, stress  
test, monitoring

Nonwoven  
Wet Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Dimension:  
Rectangular 42x56 mm  
Packing:  
Pouch: 50 pcs

# ESVI sensor

# ESVI sensor




**Elektroda ES WM30**  
Zastosowanie: dla dzieci, noworodka

Włókna perforowana  
Żel mokry  
Sensor Ag/AgCl  
Wymiary:  
średnica 30 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**Elektroda ES WM36**  
Zastosowanie: dla dzieci  
HOLTER, monitoring

Włókna perforowana  
Żel mokry  
Sensor Ag/AgCl  
Wymiary:  
średnica 36 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**Elektroda ES WM40**  
Zastosowanie:  
monitoring

Włókna perforowana  
Żel mokry  
Sensor Ag/AgCl  
Wymiary:  
średnica 40 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**ES GM30 electrode**  
Application: for children,  
neonates

PE foam  
Wet Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Dimension:  
Round 30 mm diameter  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**ES GM36 electrode**  
Application: Holter for children,  
monitoring

PE foam  
Wet Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Dimension:  
Round 36 mm diameter  
Packing:  
Pouch: 50 pcs




**ES GM40 electrode**  
Application: monitoring

PE foam  
Wet Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Dimension:  
Round 40 mm diameter  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**Elektroda ES WM43**  
Zastosowanie:  
monitoring

Włókna perforowana  
Żel mokry  
Sensor Ag/AgCl  
Wymiary:  
średnica 43 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**Elektroda ES WM48**  
Zastosowanie: badanie  
wysilkowe, monitoring

Włókna perforowana  
Żel mokry  
Sensor Ag/AgCl  
Wymiary:  
średnica 48 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**Elektroda ES WM54**  
Zastosowanie: HOLTER,  
badanie wysilkowe,  
monitoring

Włókna perforowana  
Żel mokry  
Sensor Ag/AgCl  
Wymiary:  
średnica 54 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**ES GM43 electrode**  
Application: monitoring

PE foam  
Wet Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Dimension:  
Round 43 mm diameter  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**ES GM48 electrode**  
Application: stress test,  
monitoring

PE foam  
Wet Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Dimension:  
Round 48 mm diameter  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**ES GM54 electrode**  
Application: HOLTER, stress  
test, monitoring

PE foam  
Wet Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Dimension:  
Round 54 mm diameter  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**Elektroda ES WM2245**  
Zastosowanie: dla dzieci,  
noworodka

Włókna perforowana  
Żel mokry  
Sensor Ag/AgCl  
Wymiary:  
prostokątna 22x45 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**Elektroda ES WM3648**  
Zastosowanie: Holter,  
badania wysilkowe,  
monitoring

Włókna perforowana  
Żel mokry  
Sensor Ag/AgCl  
Wymiary:  
prostokątna 36x48 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**Elektroda ES WM4256**  
Zastosowanie: Holter,  
badania wysilkowe,  
monitoring

Włókna perforowana  
Żel mokry  
Sensor Ag/AgCl  
Wymiary:  
prostokątna 42x56 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**ES GM2245 electrode**  
Application: for children,  
neonates

PE foam  
Wet Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Dimension:  
Rectangular 22x45 mm  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**ES GM3648 electrode**  
Application: HOLTER, stress  
test, monitoring

PE foam  
Wet Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Dimension:  
Rectangular 36x48 mm  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**ES GM4256 electrode**  
Application: HOLTER, stress  
test, monitoring

PE foam  
Wet Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Dimension:  
Rectangular 42x56 mm  
Packing:  
Pouch: 50 pcs

# ESVI sensor

# ESVI sensor



**Elektroda ES WS30**  
Zastosowanie: dla dzieci, noworodka

Włókna perforowana  
Żel stały  
Sensor Ag/AgCl  
Wymiary:  
średnica 30 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**Elektroda ES WS36**  
Zastosowanie: dla dzieci  
HOLTER, monitoring

Włókna perforowana  
Żel stały  
Sensor Ag/AgCl  
Wymiary:  
średnica 36 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**Elektroda ES WS40**  
Zastosowanie:  
monitoring

Włókna perforowana  
Żel stały  
Sensor Ag/AgCl  
Wymiary:  
średnica 40 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**ES WS30 electrode**  
Application: for children,  
neonates

Nonwoven  
Solid Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Dimension:  
Round 30 mm diameter  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**ES WS36 electrode**  
Application: Holter for children,  
monitoring

Nonwoven  
Solid Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Dimension:  
Round 36 mm diameter  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**ES WS40 electrode**  
Application: monitoring

Nonwoven  
Solid Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Dimension:  
Round 40 mm diameter  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**Elektroda ES WS43**  
Zastosowanie:  
monitoring

Włókna perforowana  
Żel stały  
Sensor Ag/AgCl  
Wymiary:  
średnica 43 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**Elektroda ES WS48**  
Zastosowanie: badanie  
wysiłkowe, monitoring

Włókna perforowana  
Żel stały  
Sensor Ag/AgCl  
Wymiary:  
średnica 48 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**Elektroda ES WS54**  
Zastosowanie: HOLTER,  
badanie wysiłkowe,  
monitoring

Włókna perforowana  
Żel stały  
Sensor Ag/AgCl  
Wymiary:  
średnica 54 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.




**ES WS43 electrode**  
Application: monitoring

Nonwoven  
Solid Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Dimension:  
Round 43 mm diameter  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**ES WS48 electrode**  
Application: stress test,  
monitoring

Nonwoven  
Solid Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Dimension:  
Round 48 mm diameter  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**ES WS54 electrode**  
Application: HOLTER, stress  
test, monitoring

Nonwoven  
Solid Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Dimension:  
Round 54 mm diameter  
Packing:  
Pouch: 50 pcs




**Elektroda ES WS2245**  
Zastosowanie: dla dzieci,  
noworodka

Włókna perforowana  
Żel stały  
Sensor Ag/AgCl  
Wymiary:  
prostokątna 22x45 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**Elektroda ES WS3648**  
Zastosowanie: Holter,  
badania wysiłkowe,  
monitoring

Włókna perforowana  
Żel stały  
Sensor Ag/AgCl  
Wymiary:  
prostokątna 36x48 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**Elektroda ES WS4256**  
Zastosowanie: Holter,  
badania wysiłkowe,  
monitoring

Włókna perforowana  
Żel stały  
Sensor Ag/AgCl  
Wymiary:  
prostokątna 42x56 mm  
Pakowane:  
Torebka: 50 szt.



**ES WS2245 electrode**  
Application: for children,  
neonates

Nonwoven  
Solid Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Dimension:  
Rectangular 22x45 mm  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**ES WS3648 electrode**  
Application: HOLTER, stress  
test, monitoring

Nonwoven  
Solid Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Dimension:  
Rectangular 36x48 mm  
Packing:  
Pouch: 50 pcs



**ES WS4256 electrode**  
Application: HOLTER, stress  
test, monitoring

Nonwoven  
Solid Gel  
Sensor Ag/AgCl  
Dimension:  
Rectangular 42x56 mm  
Packing:  
Pouch: 50 pcs

# POLMIL

więcej niż opieka

Polmil sp. z o.o. SKA  
ul. Przemysłowa 8b  
85-758 Bydgoszcz

[www.polmil.pl](http://www.polmil.pl)  
[www.sklep.polmil.pl](http://www.sklep.polmil.pl)

**DZIAŁ HANDLOWY:**

[handlowy@polmil.pl](mailto:handlowy@polmil.pl)

tel. 052 348 68 20, 052 348 68 21, 052 348 68 31, 052 348 68 28