



medical **ECONET**
GERMANY



KATALOG 2024

POLMIL

Polmil Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 8b, 85-758 Bydgoszcz
T: +48 52 348 68 20 / F: +48 52 348 68 34
handlowy@polmil.pl www.polmil.pl

POLMIL

■ więcej niż opieka

Nasze certyfikaty:



Building trust together.

Certificate

PCBC has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

POLMIL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Przemysłowa 8B, 85-758 Bydgoszcz, Poland

has implemented and maintains a

Medical Devices Management System

for the following scope:

Import and distribution of medical devices

which fulfils the requirements of the following standard:

PN-EN ISO 13485:2016-04

Issued on: **15.02.2024**
Expires on: **04.09.2026**

Registration Number: **PL - M - 139/2/2024**


Alex Stoichitoiu
President of IQNET



This attestation is directly linked to the IQNET Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

IQNET Members:
AENOR Spain, AFNOR Certification France, APCER Portugal, CCC Cyprus, CISQ Italy, CQC China, CQM China, COS Czech Republic, Cro Cert Croatia, DOS Holding GmbH Germany, EAGLE Certification Group USA, FCN Brazil, FONDONORMA Venezuela, ICONTEC Colombia, KS Bosnia and Herzegovina, INTECO Costa Rica, IRAM Argentina, JQA Japan, KFO Korea, LSGA Uruguay, MIRTEC Greece, MSZT Hungary, Nemko AS Norway, NSAI Ireland, NYCE Mexico, PCBC Poland, Quality Austria Austria, SII Israel, SIQ Slovenia, SIRIM QAS International Malaysia, SGS Switzerland, SRAC Romania, TSE Turkey, YUOS Serbia.

*The list of IQNET Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com



POLSKIE CENTRUM
BADAŃ I CERTYFIKACJI

CERTYFIKAT

Nr M - 139/2/2024

Niniejszy certyfikat unieważnia i zastępuje Certyfikat Nr M - 139/1/2023.

Potwierdza się, że:

POLMIL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Przemysłowa 8B, 85-758 Bydgoszcz

spełnia wymagania

PN-EN ISO 13485:2016-04

w następującym zakresie:

import i dystrybucja wyrobów medycznych

na co dowodu dostarczył audit przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Organizację wymagań powyższej normy.

Okres ważności certyfikatu:
od 15.02.2024 do 04.09.2026


MEMBER OF


POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI


INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CERTIFICATION BODIES

AC 019

Wydany na podstawie umowy nr 3932/M/2022
Data decyzji o certyfikacji: 05.09.2023
Certyfikat opatrzony podpisem kwalifikowanym.
Warszawa, 15.02.2024 r.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa tel.: +48 22 45 46 200, pcbc@pcbc.gov.pl

POLMIL

więcej niż opieka



pomagamy naturze

ul. Przemysłowa 8b • 85-758 Bydgoszcz

więcej niż pomoc

MODEL	NR ARTYKUŁU	OPIS	UWAGI
MONITORY PACJENTA			
M 10	20.51-6005	Monitor funkcji życiowych	
		Ekonomiczny monitor funkcji życiowych z 6-calowym wyświetlaczem LCD <ul style="list-style-type: none"> • Pomiar NIBP w ciągu 45 sekund • SpO2, NIBP, Temperatura (ucho, podczerwień) • Przechowywanie i przegląd 50 grup danych • Wbudowana bateria umożliwiająca pracę urządzenia do 12 godzin • Wyposażenie standardowe: Sonda SpO2, 3m przewód NIBP, mankiet NIBP, 20 x osłonka sondy, przewód zasilający, przewód uziemiający, termometr na podczerwień 	CE MDD/ 24-miesięczna gwarancja
M 20	20.51-6007	Monitor funkcji życiowych z ekranem dotykowym	
		Z opcją 8-calowego ekranu dotykowego w kolorze i podłączenia do sieci HL7 oraz USB <ul style="list-style-type: none"> • Zintegrowane alarmy • SpO2 (Nellcor), NIBP, Temperatura (ucho, podczerwień) • Wbudowana bateria umożliwiająca pracę urządzenia do 3 godzin • Wyposażenie standardowe: Sonda SpO2, 3m przewód NIBP, mankiet NIBP, 20 x osłonka sondy, przewód zasilający, przewód uziemiający, termometr na podczerwień 	CE MDD/ 24-miesięczna gwarancja
M 20 z funkcją EKG	20.51-5007	Monitor funkcji życiowych z ekranem dotykowym	
		Z opcją 8-calowego ekranu dotykowego w kolorze i podłączenia do sieci HL7 oraz USB <ul style="list-style-type: none"> • Zintegrowane alarmy • EKG, SpO2 (Nellcor), NIBP, Temperatura (opcjonalnie), • Wbudowana bateria umożliwiająca pracę urządzenia do 3 godzin • Wyposażenie standardowe: Przewód EKG, sonda SpO2, 3m przewód NIBP, mankiet NIBP, 20 x osłonka sondy, przewód zasilający, przewód uziemiający 	CE MDD/ 24-miesięczna gwarancja


MODEL	NR ARTYKUŁU	OPIS
-------	-------------	------


AKCESORIA DLA M10 / M20

	21.13-5262	Czujnik typu klips na palec, Dla dorosłych
	41.21-5263	Czujnik typu klips na palec, Dla dzieci
	21.13-5267	Czujnik SpO2 dla noworodków (typ Y)
	21.13-5264	Czujnik SpO2 soft-touch, Dla dorosłych
	21.13-2031	Przewód SpO2
	21.13-7052	Mankiet NIBP, Dla dorosłych XL
	21.13-7051	Mankiet NIBP, Dla dorosłych
	21.13-7050	Mankiet NIBP, Dla dzieci
	21.50-6013	Przewód NIBP, 3m
	21.10-5043	Mobilny stojak dla M10 (z regulacją półki)
	21.51-6044	Oprogramowanie do M20
	21.50-6014	Akumulator 2.200mAh
	21.50-6012	Zacisk do stojaka dla kroplówek M10/M20
	21.50-6011	Termometr na podczerwień M10/M20
	21.50-6007	Ostonki na sondy do termometrów (200 sztuk)
	21.51-6043	Mobilny stojak M20


MODEL	NR ARTYKUŁU	OPIS	UWAGI
-------	-------------	------	-------


SERIA PROVIEW


PROview 10 Lite	20.20-5420	Monitor pacjenta z 10-calowym kolorowym wyświetlaczem, bez funkcji dotykowej	
		<p>Urządzenie diagnostyczne dla lekarzy pierwszego kontaktu</p> <ul style="list-style-type: none"> EKG, SpO2, NIBP, Resp., Temperatura bez drukarki Skala wczesnego ostrzegania (EWS), skala Glasgow (GCS) Wbudowany akumulator litowo-jonowy Opcjonalnie Centralna Stacja Monitorująca (przewodowa/bezprzewodowa) Wyposażenie standardowe: 1 x 5-odprowadzeniowy przewód EKG, 1 x sonda SpO2 dla dorosłych wielokrotnego użytku, 1x przedłużacz do czujnika SpO2, 1x mankiet NIBP dla dorosłych, 1x przewód NIBP <p>* Angielski, niemiecki, bułgarski, czeski, francuski, węgierski, włoski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, niderlandzki.</p>	<p>CE MDD/ 24-miesięczna gwarancja</p>

PROview 10	20.20-5360	Monitor pacjenta z 10,4-calowym kolorowym ekranem dotykowym	
		<p>Urządzenie diagnostyczne dla lekarzy pierwszego kontaktu</p> <ul style="list-style-type: none"> EKG, SpO2, NIBP, Resp., Temperatura z drukarką Skala wczesnego ostrzegania (EWS), skala Glasgow (GCS) Wbudowany akumulator litowo-jonowy i drukarka Opcjonalnie Centralna Stacja Monitorująca (przewodowa/bezprzewodowa) Wyposażenie standardowe: 1 x 5-odprowadzeniowy przewód EKG, 1 x sonda SpO2 dla dorosłych wielokrotnego użytku, 1x przedłużacz do czujnika SpO2, 1x mankiet NIBP dla dorosłych, 1x przewód NIBP <p>* Angielski, niemiecki, bułgarski, czeski, francuski, węgierski, włoski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, niderlandzki.</p>	<p>CE MDD/ 24-miesięczna gwarancja</p>

MODEL	NR ARTYKUŁU	OPIS	UWAGI
-------	-------------	------	-------

PROview 12 z przywołaniem pielęgniarki	20.20-5377	Monitor pacjenta z 12,1-calowym kolorowym ekranem dotykowym, z funkcją przywołania pielęgniarki oraz wyjściem VGA	
	<p>Urządzenie diagnostyczne dla lekarzy pierwszego kontaktu</p> <ul style="list-style-type: none"> • EKG, SpO2, NIBP, Resp., Temperatura z drukarką • Skala wczesnego ostrzegania (EWS), skala Glasgow (GCS) • Wbudowany akumulator litowo-jonowy i drukarka • Opcjonalnie Centralna Stacja Monitorująca (przewodowa/bezprzewodowa) • Wyposażenie standardowe: 1 x 5-odprowadzeniowy przewód EKG, 1 x sonda SpO2 dla dorosłych wielokrotnego użytku, 1x przedłużacz do czujnika SpO2, 1x mankiet NIBP dla dorosłych, 1x przewód NIBP <p>* Angielski, niemiecki, bułgarski, czeski, francuski, węgierski, włoski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, niderlandzki.</p>		CE MDD/ 24-miesięczna gwarancja

PROview 12	20.20-5370	Monitor pacjenta z 12,1-calowym kolorowym ekranem dotykowym	
	<p>Wyjątkowa jakość obrazu, wykrywanie arytmii z 8 parametrami ETCO2, 2x IBP</p> <ul style="list-style-type: none"> • EKG, SpO2, IBP, NIBP, Resp., Temperatura, EtCO2, C.O. z drukarką • Skala wczesnego ostrzegania (EWS), skala Glasgow (GCS) • Wbudowany akumulator litowo-jonowy i drukarka • Opcjonalnie Centralna Stacja Monitorująca (przewodowa/bezprzewodowa) • Wyposażenie standardowe: 1 x 5-odprowadzeniowy przewód EKG, 1 x sonda SpO2 dla dorosłych wielokrotnego użytku, 1x przedłużacz do czujnika SpO2, 1x mankiet NIBP dla dorosłych, 1x przewód NIBP <p>* Angielski, niemiecki, bułgarski, czeski, francuski, węgierski, włoski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, niderlandzki.</p>		CE MDD/ 24-miesięczna gwarancja

MODEL	NR ARTYKUŁU	OPIS	UWAGI
PROview 12 z 12-kanalowym EKG	20.20-5375	Monitor pacjenta z 12,1-calowym kolorowym ekranem dotykowym i 12-kanalowym EKG	
		<p>Wyjątkowa jakość obrazu, wykrywanie arytmii z 8 parametrami ETCO2, 2x IBP</p> <ul style="list-style-type: none"> • EKG, SpO2, IBP, NIBP, Resp., Temperatura, EtCO2, C.O. z drukarką • Skala wczesnego ostrzegania (EWS), skala Glasgow (GCS) • Wbudowany akumulator litowo-jonowy i drukarka • Opcjonalnie Centralna Stacja Monitorująca (przewodowa/bezprzewodowa) • Wyposażenie standardowe: <ul style="list-style-type: none"> 1 x przewód EKG, 1 x sonda SpO2 dla dorosłych wielokrotnego użytku, 1x przedłużacz do czujnika SpO2, 1x mankiet NIBP dla dorosłych, 1x przewód NIBP <p>* Angielski, niemiecki, bułgarski, czeski, francuski, węgierski, włoski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, niderlandzki.</p>	CE MDD/ 24-miesięczna gwarancja

MODEL	NR ARTYKUŁU	OPIS	UWAGI
AKCESORIA DLA PROVIEW			
	41.13-5361	Przewód dołączeniowy i przewód pacjenta z 3 odprowadzeniami	
	41.20-5362	Przewód dołączeniowy i przewód pacjenta z 5 odprowadzeniami	
	70.10-3700	Elektrody samoprzylepne jednorazowe dla dorosłych (30 szt./op.)	
	70.10-2107	Elektrody samoprzylepne jednorazowe dla dzieci/norodków (30 szt./op.)	
	21.13-5271	Czujnik SpO2 typu klips na palec, Dla dorosłych	P10/P12
	21.13-5269	Czujnik SpO2 soft-touch, Dla dorosłych	P10/P12
	21.13-2030	Przewód SpO2	P10/P12
	21.13-5272	Czujnik typu klips na palec, Dla dzieci	P10/P12
	21.13-5270	Czujnik SpO2 soft-touch, Dla dzieci	P10/P12
	41.20-5365	Czujnik SpO2 typ Y, dla noworodków (owijka)	P10/P12
	21.13-5274	Jednorazowy czujnik SpO2 (dla dorosłych/norodków)	P10/P12
	21.13-5268	Czujnik SpO2 dla noworodków (typ Y)	P10/P12
	21.13-7036	Przewód NIBP, 3m	P10/P12
	21.13-7051	Mankiet NIBP, Dla dorosłych	
	21.13-7052	Mankiet NIBP, Dla dorosłych XL	
	21.13-7050	Mankiet NIBP, Dla dzieci	
	21.13-7037	Mankiet NIBP, Dla noworodków	
	21.13-5370	Czujnik temperatury naskórny	P10/P12
	41.20-5372	Czujnik temperatury doodbytniczy	P10/P12
	41.13-5800	IBP UTAH (Przewód przejściowy + kabel)	P12
	21.11-5955	Jednorazowy przetwornik IBP (kompatybilny z przetwornikiem UTAH)	P12
	20.20-5371	PROVIEW 12 z modułem rzutu serca	P12
	41.20-5382	Zestaw akcesoriów C.O	P12
	41.20-5441	Kabel do modułu rzutu serca	P12
	41.20-5390	Przewód do 12-pinowej sondy EtCO2	P12
	41.20-5445	Filtr do wody	P12
	41.20-5439	Adapter do dróg oddechowych trójdrożny typ L	P12
	41.20-5447	Jednorazowa kaniula nosowa CO2	P12
	41.20-5373	Moduł monitorowania kroplówki (DM)	
	21.09-1002	Mobilny stojak PROVIEW	
	41.20-5450	Uchwyt do montażu na ścianie	
	41.20-5375	Bateria (2,500mAh) - Standard	
	41.20-5376	Bateria (5,000mAh)	
	41.20-5377	Papier	
	21.10-5317	Adapter TP-Link WLAN	
	21.10-5707	Przewód do modułu przywołania pielęgniarki	
	41.20-5460	Oprogramowanie do Centralnego Systemu Monitorowania	

Polmil Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 8b, 85-758 Bydgoszcz · T: +48 52 348 68 20 / F: +48 52 348 68 34

handlowy@polmil.pl www.polmil.pl

MODEL	NR ARTYKUŁU	OPIS	UWAGI
ME Universal Side EtCo2	21.20-1010	Moduł Sidestream EtCO2 - zestaw uniwersalny	P12/C7,9
	21.20-1011	Jednorazowa kaniula nosowa do pobierania próbek dla 21.20-1010	P12/C7,9
	21.20-1012	Filtr do wody dla 21.20-1010	P12/C7,9
	21.20-1013	Adapter do dróg oddechowych typ L dla 21.20-1010	P12/C7,9
	21.20-1014	Jednorazowy przewód CO2 dla 21.20-1010	P12/C7,9
ME Universal Mainstream EtCo2	21.20-1000	Moduł Mainstream EtCO2 - zestaw uniwersalny	P12/C7,9
	21.20-1001	Jednorazowy adapter do dróg oddechowych dla noworodków dla 21.20-1000	P12/C7,9
	21.20-1002	Jednorazowy adapter do dróg oddechowych dla dorosłych/dzieci dla 21.20-1000	P12/C7,9
	21.20-1004	Adapter do dróg oddechowych wielokrotnego użytku dla noworodków dla 21.20-1000	P12/C7,9
	21.20-1003	Adapter do dróg oddechowych wielokrotnego użytku dla dorosłych/dzieci dla 21.20-1000	P12/C7,9

MODEL	NR ARTYKUŁU	OPIS	UWAGI
-------	-------------	------	-------





AKCESORIA COMPACT

	21.10-5317	Adapter TP-Link WLAN	
	21.10-5952	Zestaw IBP (1 przewód wielokrotnego użytku, 25 przetworników)	Wyłącznie C7/9
	41.13-5801	Jednorazowy przetwornik IBP	Wyłącznie C7/9
	21.10-5927	Przewód dołączeniowy i przewód pacjenta z 3 odprowadzeniami - typ zaciskowy	C7/C9
	21.11-5909	Przewód dołączeniowy i przewód pacjenta z 5 odprowadzeniami - typ zaciskowy	C7/C9
	21.10-5042	Zasilacz 18V / 2,5A /3.4A	C5/7/9
	21.12-5035	Przewód pacjenta z 3 odprowadzeniami	Wyłącznie C5
	21.12-5042	Przewód dołączeniowy z 3 odprowadzeniami	Wyłącznie C5
	21.11-5041	Przewód pacjenta z 5 odprowadzeniami	Wyłącznie C5
	21.11-5040	Przewód dołączeniowy z 5 odprowadzeniami	Wyłącznie C5
	21.10-5908	Przewód dołączeniowy i przewód pacjenta z 3 odprowadzeniami	Wyłącznie C7/9
	21.10-5909	Przewód dołączeniowy i przewód pacjenta z 5 odprowadzeniami	Wyłącznie C7/9
	21.13-5262	Czujnik SpO2 typu klips na palec, Dla dorosłych	
	41.21-5263	Czujnik typu klips na palec, Dla dzieci	
	21.13-5267	Czujnik SpO2 dla noworodków (typ Y)	
	21.13-5261	Jednorazowy czujnik SpO2 (10 szt./op.)	
	21.10-2036	Przewód SpO2 (6-pinowy)	
	21.13-7051	Mankiet NIBP, Dla dorosłych	
	21.13-7052	Mankiet NIBP, Dla dorosłych XL	
	21.13-7050	Mankiet NIBP, Dla dzieci	
	21.10-7037	Mankiet NIBP, Dla noworodków	
	21.10-7040	Przewód NIBP, 3m	
	80.10-5521	Akumulator dla Compact 5/7 - LI-Ion,10,8V, 4400mAh	Wyłącznie C5/7
	21.09-6001	Akumulator dla Compact 9	Wyłącznie C9
	21.50-7613	Czujnik temperatury dla dorosłych, doodbytniczy	
	21.50-7616	Czujnik temperatury dla noworodków, doodbytniczy	
	21.50-7608	Czujnik temperatury dla dorosłych, naskórny	
	21.51-7612	Czujnik temperatury dla dzieci, doodbytniczy (Bluepoint)	do sterylizacji w autoklawie
	21.51-7611	Czujnik temperatury dla dorosłych, naskórny (Bluepoint)	do sterylizacji w autoklawie
	70.10-3020	Papier	
	21.10-5703	Przewód do modułu przywołania pielęgniarki (2m)	
	70.10-3700	Elektrody samoprzylepne jednorazowe dla dorosłych (30 szt./op.)	

Polmil Sp. z o.o.


ul. Przemysłowa 8b, 85-758 Bydgoszcz · T: +48 52 348 68 20 / F: +48 52 348 68 34


handlowy@polmil.pl www.polmil.pl


MODEL	NR ARTYKUŁU	OPIS	UWAGI
EKG			
Cardio E3	30.31-2300	Wielofunkcyjny aparat EKG z 7-calowym ekranem LCD ***	
		<ul style="list-style-type: none"> 7-calowy kolorowy ekran LCD, 3 do 12 kanałów z interpretacją Direct Dicom, GDT Wbudowany akumulator Wejście na kartę SD i port USB na potrzeby przechowywania danych, bezpośredni wydruk z USB (12-kanałowe EKG) Zapis do 10 000 badań w pamięci wewnętrznej Wyposażenie standardowe: 1 x 10-odprowadzeniowy przewód EKG, 1x elektrody kończynowe (4 szt./op.), 1x elektrody przedsercowe (6 szt./op.), 1x papier, 1x żel 	CE MDD
Cardio M	30.12-2200	3-6-12-kanałowy aparat EKG ***	
		<ul style="list-style-type: none"> Wielokanałowy (3-6-12) aparat EKG z funkcją interpretacji Papier w rolce w formacie A4 z możliwością zastosowania papieru faksowego, darmowe oprogramowanie PC Wyposażenie standardowe: 1 x 10-odprowadzeniowy przewód EKG, 1x elektrody kończynowe (4 szt./op.), 1x elektrody przedsercowe (6 szt./op.), 1x papier, 1x żel <p>* Języki interfejsu: Angielski, niemiecki, francuski, rumuński, hiszpański, włoski, polski</p>	
Cardio M Plus	30.12-3900	Wielokanałowy aparat EKG z 7-calowym ekranem dotykowym ***	
		<ul style="list-style-type: none"> 7-calowy niezwykle czuły kolorowy ekran dotykowy LCD Wielokanałowe (3-6-12) EKG z interpretacją, HRV i analizą arytmii Papier w rolce w formacie A4 z możliwością zastosowania papieru faksowego, darmowe oprogramowanie PC Wyposażenie standardowe: 1 x 10-odprowadzeniowy przewód EKG, 1x elektrody kończynowe (4 szt./op.), 1x elektrody przedsercowe (6 szt./op.), 1x papier, 1x żel <p>* Języki interfejsu: Angielski, niemiecki, francuski, rumuński, hiszpański, włoski, polski</p>	
Cardio M PRO	30.11-2300	8-calowy ekran dotykowy z klawiaturą alfanumeryczną ***	
		<ul style="list-style-type: none"> Szeroki 8-calowy ekran dotykowy, 3 do 12 kanałów z interpretacją Klawiatura alfanumeryczna z pełnodotykową obsługą. Szeroki wydruk w formacie A4. Algorytm korekty linii bazowej, linia bazowa 1-3s. System zapobiegania zablokowania papieru. Automatyczna analiza z wykorzystaniem danych ECE CSE EKG Diagnostyka w oparciu o protokół Minnesota. Przechowywanie danych w wewnętrznej pamięci flash (500 podstawowych), pamięci zewnętrznej USB lub na karcie SD. Wbudowana bateria. Drukarka USB, skaner kodów kreskowych, sieć, itp. 	CE MDD
*** Darmowe oprogramowanie do archiwizacji badań			

MODEL	NR ARTYKUŁU	OPIS	UWAGI
-------	-------------	------	-------

NOWE PRODUKTY

Cardio M PAD 7	30.11-6000	Tablet do EKG z 7-calowym ekranem dotykowym***	
		<ul style="list-style-type: none"> • Tablet do EKG z 7-calowym wyświetlaczem dotykowym o wysokiej rozdzielczości z algorytmem Glasgow • Możliwość zasilania z zewnętrznego źródła lub wbudowanego akumulatora • Synchroniczna akwizycja i wyświetlanie fali 9/12-kanałowej • Automatyczna detekcja rozrusznika i znakowanie prędkości • Obsługa drukarek laserowych przez port USB oraz drukarek sieciowych przez sieć WiFi • Wyposażenie standardowe: Etui ochronne, przewód EKG, elektrody przyssawkowe, elektrody kończynowe, akumulator, przewód zasilający 	CE MDD
*** Darmowe oprogramowanie do archiwizacji badań			

Cardio M PAD 10	30.11-6002	Tablet do EKG z 10-calowym ekranem dotykowym oraz stacją dokującą***	
		<ul style="list-style-type: none"> • Tablet do EKG z 10-calowym wyświetlaczem dotykowym o wysokiej rozdzielczości z algorytmem Glasgow • Możliwość zasilania z zewnętrznego źródła lub wbudowanego akumulatora • Synchroniczna akwizycja i wyświetlanie fali 9/12-kanałowej • Automatyczna detekcja rozrusznika i znakowanie prędkości • Obsługa wielu formatów, np. Carewell EKG, PDF, BMP, HL7, DICOM, SCP • Stacja dokująca posiada wbudowaną drukarkę termiczną oraz zasilaną z akumulatora stację do ładowania • Obsługa drukarek laserowych przez port USB oraz drukarek sieciowych przez sieć WiFi • Wyposażenie standardowe: Etui ochronne, przewód EKG, elektrody przyssawkowe, elektrody kończynowe, akumulator, przewód zasilający 	CE MDD
*** Darmowe oprogramowanie do archiwizacji badań			

Palmcare DUO	40.21-5220	Palmcare DUO ECG + SpO2	
		<ul style="list-style-type: none"> • Monitorowanie saturacji, pulsu, aktywności elektrycznej serca z oddychaniem i tętnem • 4,3-calowy ekran dotykowy • Pamięć danych z możliwością przechowywania wielu wartości dla poszczególnych pacjentów • Alarmy audiowizualne • Wyposażenie standardowe: 1x klips na palec SpO2, 1 x kabel USB, 1x 5-odprowadzeniowy kabel EKG, 1x zasilacz sieciowy 	CE MDD

Polmil Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 8b, 85-758 Bydgoszcz · T: +48 52 348 68 20 / F: +48 52 348 68 34

handlowy@polmil.pl www.polmil.pl


MODEL	NR ARTYKUŁU	OPIS
-------	-------------	------

AKCESORIA DLA EKG

	41.13-5369	Przewód EKG z gniazdem bananowym dla Cardio
	31.10-2035	Przewód EKG typ zaciskowy do jednorazowych elektrod
	31.10-2038	Adapter do jednorazowych elektrod (1 szt./biała)
	31.91-9505	Przewód EKG z gniazdem bananowym (seria M PAD)
	31.13-2105	Zestaw adapterów EKG do jednorazowych elektrod (10 szt./op.)
	31.10-2039	Zestaw adapterów typ zaciskowy do gniazda bananowego (10 szt.)
	70.11-2062	Elektrody do systemu podciśnieniowego Quickels (128 szt.)
	41.13-5367	Przewód EKG ze złączką do jednorazowych elektrod
	31.13-2101	Elektrody przedsercowe dla dorosłych (6 szt.)
	31.13-2102	Elektrody przedsercowe dla dzieci (6 szt.)
	31.13-2103	Elektrody klamrowe dla dorosłych (4 szt.)
	31.13-2104	Elektrody klamrowe dla dzieci (4 szt.)
	70.10-2106	Elektrody jednorazowe (Ø55mm) - 30 szt.
	70.10-3700	Elektrody jednorazowe (Ø50mm) - 30 szt.
	70.10-2107	Elektrody jednorazowe dla dzieci (Ø30mm) - 30 szt.
	31.30-2105	Akumulator do Cardio E3
	31.10-2090	Akumulator do starszych modeli serii Cardio (należy podać numer seryjny)
	36.11-4111	Akumulator do nowych modeli serii Cardio (należy podać numer seryjny)
	36.70-3465	Torba transportowa do serii Cardio M
	31.70-3450	Torba transportowa do serii Cardio M Pad
	70.30-2101	Papier do drukarki do Cardio E3 (25 arkuszy w pudełku)
	70.10-2022	Papier do drukarki do Cardio (M; M Plus; M PAD) (25 arkuszy w pudełku)
	70.10-2301	Papier do drukarki do Cardio M PRO (25 arkuszy w pudełku)
	36.11-4105	WiFi (klucz USB)
	31.10-2041	Uchwyt na kabel EKG
	31.10-3001	Mobilny wózek z szufladą


MODEL	NR ARTYKUŁU	OPIS	UWAGI
-------	-------------	------	-------

PC-EKG

Cardio M-PC / USB	30.90-9500	12-kanalowe EKG spoczynkowe z interfejsem USB i GDT	
		<ul style="list-style-type: none"> Możliwość podłączenia SPIRO M-PC, Physio-Port, Holtera Cardio M PC oraz pulsoksymetru 12-kanalowe EKG z zapisem danych w trybie interwałowym (8/16/32 sekundy) i ciągłym. Wyświetlanie i porównanie zapisów EKG, automatyczne badanie i interpretacja wg algorytmu Mortara-Rangoni. Podgląd wektorowy HRV do 2D/3D. Funkcja EKG w nagłym przypadku. Dostęp sieciowy do maks. 256 zapisów (opcja). Bieżnia i ergometr dostępne na żądanie. 	CE MDD
Cardio M-PC NET	30.90-9501	EKG spoczynkowe z opcją połączenia sieciowego z Cardio M-PC / USB	
Cardio M-PC-Ergo	30.90-9502	Spoczynkowe EKG z opcją połączenia sieciowego. Cardio M-PC / z ergometrem, licencje sieciowe	

PRODUKTY DODATKOWE	30.90-9720	System podciśnieniowy DT100T Plus (Model stojący)
	30.90-9710	System podciśnieniowy DT80T Plus (Model stojący)
	30.90-9700	System podciśnieniowy DT80T (Model montażowy)
	40.20-3140	SPIRO M-PC
	41.23-3141	Filtr przeciw bakteriom i wirusom dla SPIRO M-PC (50 szt./op.)

HOLTER EKG

Cardio Trak	30.90-9470	Holter do długoterminowego monitorowania EKG Cardio Trak	
		<ul style="list-style-type: none"> Częstotliwość próbkowania – 10 000 Hz, waga jedynie 63 g. Opatentowana automatyczna analiza z wykrywaniem rozrusznika serca oraz wiele innych funkcji 1 bateria AAA daje możliwość ciągłego zapisu danych przez ponad 96 godzin Interfejs użytkownika: angielski, niemiecki, polski, francuski, włoski, hiszpański Zestaw zawiera 3-odprowadzeniowy kabel EKG, 1 kartę SD, 1 adapter do karty, 1 etui <p><u>*Ten produkt zawiera jedynie urządzenie.</u> Na stosowne oprogramowanie należy złożyć odrębne zamówienie.</p>	CE MDD

AKCESORIA	31.90-9451	Oprogramowanie do analizy Cardio Trak
	31.91-9452	5-odprowadzeniowy kabel EKG dla Cardio Trak/Cardio M-Holter
	31.90-9453	Karta SD dla Cardio Trak 4 GB


Polmil Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 8b, 85-758 Bydgoszcz · T: +48 52 348 68 20 / F: +48 52 348 68 34


handlowy@polmil.pl www.polmil.pl

MODEL	NR ARTYKUŁU	OPIS	UWAGI
-------	-------------	------	-------


APARAT KTG

ECOsound	35.71-2600	Wysoco wrażliwy wodoodporny detektor tętna płodu	
		<ul style="list-style-type: none"> • Kompaktowy i lekki • Bardzo czuła 2MHz wodoodporna sonda dopplerowska • Wyposażenie standardowe: 1 etui, 1 żel, 2 baterie AA 	CE MDD

ECOtwin LED	35.71-3490	Aparat KTG z wyświetlaczem LED i portem USB (monitorowanie ciąży bliźniaczej)***	
--------------------	-------------------	---	--



		<p>Duży 7-calowy wyświetlacz LED obracany od 270°</p> <p>Bardzo czuła 1MHz wodoodporna sonda ultradźwiękowa</p> <p>Kompatybilny z papierem HP, wbudowana bateria litowo- jonowa wielokrotnego ładowania</p> <p>Wyposażenie standardowe: 2x wodoodporna sonda ultradźwiękowa, 1x wodoodporna głowica Toco,</p> <p>1x znacznik ruchów płodu, 1x zestaw pasów (3 szt./op.), 2x papier, 1x żel, 1x torba transportowa</p>	CE MDD
--	--	---	--------

ECOtwin LCD	35.71-3480	Aparat KTG z 7-calowym wyświetlaczem LCD i portem USB (monitorowanie ciąży bliźniaczej)***	
--------------------	-------------------	---	--

		<p>Wyświetlacz obracany od 270° z możliwością wyboru 3 trybów wyświetlania</p> <p>Kompatybilny z papierem HP, wbudowana bateria litowo- jonowa wielokrotnego ładowania</p> <p>Zapis danych na pamięci przenośnej USB (tylko dla modeli z portem USB)</p> <p>Wyposażenie standardowe: 2x wodoodporna sonda ultradźwiękowa,</p> <p>1x wodoodporna głowica Toco, 1x znacznik ruchów płodu, 1x zestaw pasów (3 szt./op.), 2x papier, 1x żel, 1x torba transportowa</p> <p>* Języki interfejsu ; DE, EN, IT, RUS, ES, FR, PL, oraz inne na zamówienie.</p>	CE MDD
---	--	---	--------

***** Darmowe oprogramowanie do archiwizacji badań**


AKCESORIA	36.70-3494	Wodoodporna sonda ultradźwiękowa dla ECOTwin
	36.70-3495	Wodoodporna głowica Toco dla ECOTwin
	36.70-3482	Znacznik ruchów płodu dla serii ECOTwin
	70.70-3455	25x Papier składany (Z-fold) 15x9 cm (zakres: 30-240bpm)
	70.70-3454	25x Papier HP 15x9 cm (zakres: 50-210bpm)
	36.71-3451	Mobilny stojak dla ECOTwin
	36.70-3493	Akumulator dla ECOTwin
	36.50-5032	Zestaw pasów KTG (3 szt./op.)
	36.70-3465	Nylonowa torba transportowa


MODEL	NR ARTYKUŁU	OPIS	UWAGI
Smart 1	35.11-7000	Aparat KTG z wyświetlaczem LED (monitorowanie ciąży pojedynczej)***	
		<ul style="list-style-type: none"> • Wydruk wielkoformatowy • Bardzo czuła 1MHz sonda ultradźwiękowa • Wyposażenie standardowe: 1x sonda ultradźwiękowa, 1x głowica Toco, 1x znacznik ruchów, 1x zestaw pasów (3 szt./op.), 1x papier, 1x żel 	CE MDD
*** Darmowe oprogramowanie do archiwizacji badań			
Smart 3	35.11-4200	Aparat KTG z 7-calowym ekranem dotykowym (monitorowanie ciąży bliźniaczej)***	
		<ul style="list-style-type: none"> • Kolorowy ekran dotykowy TFT • Bardzo czuła 1MHz sonda ultradźwiękowa • Wyposażenie standardowe: 2x sonda ultradźwiękowa, 1x głowica Toco, 1x znacznik ruchów, 1x zestaw pasów (3 szt./op.), 1x papier, 1x żel • Analiza KTG, w tym STV, darmowe oprogramowanie 	CE MDD
*** Darmowe oprogramowanie do archiwizacji badań			
AKCESORIA	36.11-1434	Sonda ultradźwiękowa dla Smart 3 (stara wersja)	
	36.11-1435	Głowica Toco dla Smart 3 (stara wersja)	
	80.10-7034	Sonda ultradźwiękowa dla Smart 3 (nowa wersja)	
	80.10-7035	Głowica Toco dla Smart 3 (nowa wersja)	
	36.11-7028	Sonda ultradźwiękowa dla Smart 1	
	36.11-7029	Głowica Toco dla Smart 1	
	80.10-7014	Znacznik ruchów dla Smart 1 / Smart 3	
	70.10-1420	25x rolka papieru KTG dla Smart 3 (15cm x 30m)	
	70.10-7022	25x rolka papieru KTG dla Smart 1 (21cm x 30m)	
	36.11-4111	Akumulator litowo-jonowy dla Smart 3	
	31.10-3001	Mobilny wózek z szufladą	
	36.10-8000	Mobilny stojak dla Smart	
	36.11-4105	WiFi (klucz USB)	
	36.10-1415	Centralna stacja nadzoru położniczego	
	36.50-5032	Zestaw pasów KTG (3 szt./op.)	
	36.70-3465	Nylonowa torba transportowa	
	70.99-1036	Żel USG (0,25l)	

MODEL	NR ARTYKUŁU	OPIS	UWAGI
PULSOKSYMETR ręczny			
Palmcare PRO	40.50-2240	Pulsoksymetr ręczny / Wersja podstawowa	
		<ul style="list-style-type: none"> • 3-calowy kolorowy wyświetlacz LCD TFT Pamięć trendów: 20 dni w odstępach 10-sekundowych • 4x bateria alkaliczna (do 10 godzin pracy) • Wszystkie grupy wiekowe: dorośli, dzieci, noworodki. Wskaźnik perfuzji (PI) • Wyposażenie standardowe: 1x sonda SpO2 wielokrotnego użytku, 4x bateria alkaliczna, 1x etui ochronne; Wymiary: 72 x 154 x 26mm - 273g 	CE MDD
AKCESORIA	21.13-5262	Czujnik SpO2 typu klips na palec, Dla dorosłych	
	41.21-5263	Czujnik typu klips na palec, Dla dzieci	
	21.13-5267	Czujnik SpO2 dla noworodków (typ Y)	
	21.13-5264	Czujnik SpO2 soft-touch, Dla dorosłych	
	21.13-5261	Jednorazowy czujnik SpO2 (10 szt./op.)	
	21.13-2032	Przewód SpO2 2m	
	41.50-2247	Adapter do stojaka na kroplówki	
	41.50-2244	Oprogramowanie Palmcare PRO DIGIVIEW	
	41.50-2246	Przewód połączeniowy do komputera	
	41.50-2245	Zasilacz sieciowy Palmcare PRO	
ME5	40.22-5206	Pulsoksymetr napalcowy	
		<ul style="list-style-type: none"> • Duży wyświetlacz LED, wyświetlanie saturacji i tętna • Wyposażenie standardowe: 1x etui nylonowe, 1x gumowa osłona, 2x bateria AAA, 1x smycz 	CE MDD
ME7	40.21-5207	Pulsoksymetr napalcowy z pletyzmografem	
		<ul style="list-style-type: none"> • Kolorowy wyświetlacz OLED, Pletyzmograf, Saturacja i Tętno • Wyposażenie standardowe: 2x bateria AAA, 1x smycz 	CE MDD
ME10	40.22-5205	Pulsoksymetr napalcowy z 6 trybami wyświetlania i alarmem wizualnym	
		<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość przełączania pomiędzy 6 pozycjami wyświetlania, kolorowy wyświetlacz LCD, pletyzmograf, alarm wizualny • Wyposażenie standardowe: 1x etui nylonowe, 1x gumowa osłona, 1x smycz, 2x bateria AAA 	CE MDD

MODEL	NR ARTYKUŁU	OPIS	UWAGI
-------	-------------	------	-------


DIAGNOSTYKA

Hi-Dop	40.70-2206	Dopler naczyniowy z 3 wymiennymi głowicami	
		<ul style="list-style-type: none"> Dopler naczyniowy z wyświetlaczem LCD zapewniający dokładność badania i wszechstronność zastosowań Sondy w komplecie: 4, 5 i 8 Mhz Zintegrowany uchwyt sondy Regulacja głośności Zasilanie bateryjne: 2x bateria AA Etui transportowe, żel USG 	CE MDD

Physio-Port	40.22-3150	Ambulatoryjny system pomiaru ciśnienia tętniczego krwi	
		<ul style="list-style-type: none"> Szybka akwizycja danych z każdej wartości ciśnienia krwi Łatwe w użyciu oprogramowanie do analizy pomiarów Wyposażenie standardowe: 1x etui ze sznureczkiem, 2x bateria, 1x ładowarka, 1x przewód do komputera, 1x mankiet dla dorosłych Oprogramowanie: Angielski, czeski, estoński, litewski, norweski, polski, rosyjski, słowacki ... 	CE MDD

Opcje	21.13-7055	Mankiet Physio-Port NIBP 22-32cm	
	21.13-7056	Mankiet Physio-Port NIBP 22-42cm	
	21.13-7057	Mankiet Physio-Port NIBP 38-55cm	


LABORATORIUM

SERVOspin IV	60.60-9012	Wirówka stołowa	
		<ul style="list-style-type: none"> Zakres prędkości: 300-4,500 rpm Dokładna kontrola prędkości i czasu Cicha i pozbawiona drgań praca z poziomem hałasu <56dB Podwójna obudowa ochronna zapewniająca bezpieczne i niezawodne działanie Bezszcotkowy silnik napędowy zapewniający łatwe i szybkie uzyskanie zadanej prędkości pracy wirnika Wyposażenie standardowe: 8x adapter wirnika, 2x narzędzie serwisowe --- Brak certyfikatu IVD / Wyłącznie do użytku laboratoryjnego --- 	CE MDD


Polmil Sp. z o.o.


ul. Przemysłowa 8b, 85-758 Bydgoszcz · T: +48 52 348 68 20 / F: +48 52 348 68 34


handlowy@polmil.pl www.polmil.pl

MODEL	NR ARTYKUŁU	OPIS	UWAGI
ECOspin III	60.60-9010	Wirówka stołowa	
		<ul style="list-style-type: none"> • Zakres prędkości: 100-5,000 rpm • Dokładna kontrola prędkości i czasu • Cicha i pozbawiona drgań praca z poziomem hałasu <56dB • Podwójna obudowa ochronna zapewniająca bezpieczne i niezawodne działanie • Bezszcotkowy silnik napędowy zapewniający łatwe i szybkie uzyskanie zadanej prędkości pracy wirnika • Wyposażenie standardowe: 12x adapter wirnika, 2x narzędzie serwisowe <p style="text-align: center;">--- Brak certyfikatu IVD / Wyłącznie do użytku laboratoryjnego ---</p>	CE MDD

MEDYCYNĄ RATUNKOWA


ME PAD SEMI	30.10-4300	Półautomatyczny defibrylator zewnętrzny	
		<ul style="list-style-type: none"> • Półautomatyczny defibrylator z baterią litowo-manganową o długiej żywotności • Czas czuwania: do 5 lat lub 200 wyładowań • Gniazdo kart SD • Wyposażenie standardowe: 1x zestaw elektrod dla dorosłych, 1x bateria, 1x torba • Komendy głosowe: Angielski, czeski, grecki, polski, rumuński, litewski, norweski... 	CE MDD


ME PAD AUTO	30.10-4600	Automatyczny defibrylator zewnętrzny	
		<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczny defibrylator z baterią litowo-manganową o długiej żywotności • Czas czuwania: do 5 lat lub 200 wyładowań • Gniazdo kart SD • Standardowe wyposażenie: 1x zestaw elektrod dla dorosłych, 1x bateria, 1x torba • Komendy głosowe: Angielski, czeski, grecki, polski, rumuński, litewski, norweski... 	CE MDD

MODEL	NR ARTYKUŁU	OPIS	UWAGI
ME PAD Trainer	31.10-4310	Defibrylator treningowy	
		<ul style="list-style-type: none"> • Trener w różnych językach (jak w przypadku ME PAD) • Komendy głosowe: Angielski, czeski, grecki, polski, rumuński, litewski, norweski... • Wyposażenie standardowe: Elektrody treningowe, pilot, baterie i torba transportowa 	CE MDD

AKCESORIA ME PAD

	31.10-4302A	Elektrody dla dorosłych
	31.10-4306C	Elektrody dla dzieci
	31.10-4311	Elektrody do trenera ME PAD
	31.10-4303	Torba
	31.10-4301B	Bateria
	31.10-4335	Szafka ścienna
	31.10-4336	Złączka do mocowania szafki ściennej (uchwyt)
	31.10-4312	Oprogramowanie do ME PAD

MODEL	NR ARTYKUŁU	OPIS	UWAGI
ECO-AED	30.11-4100	Półautomatyczny defibrylator zewnętrzny	
		<ul style="list-style-type: none"> • Półautomatyczny defibrylator dla dzieci i dorosłych • Czas czuwania: do 5 lat lub 200 wyładowań • Przechowywanie danych w pamięci wewnętrznej i na karcie SD • Wyposażenie standardowe: 1x zestaw elektrod, 1x bateria • Komendy głosowe: Angielski, czeski, grecki, polski, rumuński, litewski, norweski... 	CE MDD


ECO-AED	30.11-4150	Automatyczny defibrylator zewnętrzny	
		<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczny defibrylator dla dzieci i dorosłych • Czas czuwania: do 5 lat lub 200 wyładowań • Przechowywanie danych w pamięci wewnętrznej i na karcie SD • Wyposażenie standardowe: 1x zestaw elektrod, 1x bateria • Komendy głosowe: Angielski, czeski, grecki, polski, rumuński, litewski, norweski... 	CE MDD

AKCESORIA ECO-AED

	31.10-4415	Elektrody dla dzieci i dorosłych
	31.10-4416	Bateria ECO-AED
	31.10-4337	Szafka ścienna na ECO-AED

MODEL	NR ARTYKUŁU	OPIS	UWAGI
-------	-------------	------	-------

Defibrylator ręczny z monitorem

defiMASTER	30.10-4451	Defibrylator kliniczny defiMASTER - Basic	
		<p>Dwufazowa obcięta fala wykładnicza z kompensacją impedancji.</p> <p>Model podstawowy jedynie z funkcją 3/5-odprowadzeń EKG</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 tryby pracy: defibrylacja, monitorowanie, AED, stymulacja (w jednym urządzeniu) • Skala energii od 1 do 360J. Zakres impedancji pacjenta: 25~200 ohm. • Automatyczna zmiana poziomu energii na podstawie wyboru pacjenta dorosłego lub dziecka. • Wyświetlacz 8,4-calowy TFT LCD o wymiarach 800 x 600 - z drukarką (standard). • Wyposażenie standardowe: 1x zestaw elektrod dla dorosłych, 1x bateria • Komendy głosowe: Angielski, czeski, grecki, polski, rumuński, litewski, norweski... • Product dimensions : 310 x 290 x 215 mm - 6,5 kg 	CE MDD

defiMASTER Standard I	30.10-4452	Defibrylator kliniczny defiMASTER - Standard I	
		Basic + Spo2 (MD1), Stymulacja	
defiMASTER Advance	30.10-4450	Defibrylator kliniczny defiMASTER - Advance	
		Standard + 12-kanałowe EKG, NIBP / Temp. i EtCO2	


AKCESORIA defiMASTER

	31.10-4455	Przewód dołączeniowy z 10 odprowadzeniami EKG i kabel sieciowy (Snap)
	31.10-4454	Przewód dołączeniowy z 5 odprowadzeniami EKG i kabel sieciowy (Snap)
	31.10-4453	Przewód dołączeniowy z 3 odprowadzeniami EKG i kabel sieciowy (Snap)
	21.13-5262	Czujnik SpO2 typu klips na palec, Dla dorosłych
	41.21-5263	Czujnik typu klips na palec, Dla dzieci
	21.13-5264	Czujnik SpO2 soft-touch, Dla dorosłych
	31.10-4456	Przewód SPO2 dla defiMASTER
	21.13-7051	Mankiet NIBP, Dla dorosłych
	21.13-7052	Mankiet NIBP, Dla dorosłych XL
	21.13-7050	Mankiet NIBP, Dla dzieci
	21.13-7037	Mankiet NIBP, Dla noworodków
	21.51-7612	Czujnik temperatury dla dzieci, doodbytniczy (Bluepoint)
	21.51-7611	Czujnik temperatury dla dorosłych, naskórny (Bluepoint)

MODEL	NR ARTYKUŁU	OPIS	UWAGI
ME Universal Side EtCo2	21.20-1010	Moduł Sidestream EtCO2 -Wersja ME	
	21.20-1011	Jednorazowa kaniula nosowa do pobierania próbek dla 21.20-1010	
	21.20-1012	Filtr do wody dla 21.20-1010	
	21.20-1013	Adapter do dróg oddechowych typ L dla 21.20-1010	
	21.20-1014	Jednorazowy przewód CO2 dla 21.20-1010	
ME Universal Mainstream EtCo2	21.20-1000	Moduł Mainstream EtCO2 -Wersja ME	
	21.20-1001	Jednorazowy adapter do dróg oddechowych dla noworodków dla 21.20-1000	
	21.20-1002	Jednorazowy adapter do dróg oddechowych dla dorosłych/dzieci dla 21.20-1000	
	21.20-1004	Adapter do dróg oddechowych wielokrotnego użytku dla noworodków dla 21.20-1000	
	21.20-1003	Adapter do dróg oddechowych wielokrotnego użytku dla dorosłych/dzieci dla 21.20-1000	
	31.10-4457	Kabel sieciowy do łyłek	
	31.10-4458	Przewód połączeniowy do łyłek	
	31.10-4411	Dodatkowa bateria (4S-2P 5200mAh)	
	31.10-4414	Elektrody dla dorosłych	
	31.10-4413	Papier do drukarki termicznej (80mm)	
	31.10-4412	Torba transportowa defiMASTER	
		Oprogramowanie telemetryczne Infoware X /Na zamówienie	

MODEL	NR ARTYKUŁU	OPIS	UWAGI
-------	-------------	------	-------


MANEKIN CPR


BRAYDEN LED (CZERWONY)	30.10-5020	Manekin CPR BRAYDEN z czerwonym podświetleniem LED	
		<ul style="list-style-type: none"> • Zgodny z wytycznymi ERC 2010 • Realistyczne umiejscowienie elektrod treningowych AED • Informacja zwrotna w formie wizualizacji LED krążenia • Wyposażenie standardowe: 2x część twarzowa, 2x płuca, 10x higieniczna maseczka na twarz, 6x bateria 	CE MDD

	31.10-5001	Część twarzowa dla BRAYDEN
	31.10-5002	Korpus dla BRAYDEN
	31.10-5012	Głowa (bez podbródka) dla BRAYDEN
	31.10-5014	Podbródek dla BRAYDEN
	31.10-5013	Kadłub dla BRAYDEN
	31.10-5010	Tors dla BRAYDEN
	31.10-5003	Część łącząca do części twarzowej dla BRAYDEN
	31.10-5004	Filtr dróg oddechowych dla BRAYDEN
	31.10-5007	Kliker CPR dla BRAYDEN
	31.10-5008	Aktywator klikera CPR dla BRAYDEN
	31.10-5011	Sprężyna naciskowa dla BRAYDEN
	31.10-5009	Torba transportowa dla BRAYDEN
	31.10-5006	Higieniczne maseczki na twarz (10 szt./op.)
	31.10-5015	Zasilacz dla BRAYDEN
	31.10-5016	Pokrowiec dla BRAYDEN

MODEL	NR ARTYKUŁU	OPIS	UWAGI
-------	-------------	------	-------

DENSYTOTOMETRIA

INUS S	25.41-1300	Densytometr ultradźwiękowy z ekranem dotykowym do suchego pomiaru	
		<ul style="list-style-type: none"> Szybki i łatwy pomiar kości piętowej (maks. 15 sekund) Wbudowana drukarka Funkcja pediatryczna Wkładki żelowe (pomiar suchy), mechanizm automatycznego pozycjonowania Ekran dotykowy TFT z oprogramowaniem Win XP i drukarką Pojemność zapisu: 10,000 danych pacjentów Wyposażenie standardowe: 1x fantom, 4x wspornik stopy, 2x żel, 1x alkohol, 2x papier 	CE MDD

INUS D	25.41-3100	System DEXA z wiązką ołówkową**	
		<ul style="list-style-type: none"> Obszar skanowania: Kręgosłup, kość udowa, przedramię Analiza FRAX i poziomu tkanki tłuszczowej System kalibracji: Automatyczna kalibracja, fantom do kalibracji Pozycjonowanie pacjenta: Laserowe, automatyczne pozycjonowanie obszaru skanowania Wsparcie DICOM i PACS <p>Stacja robocza: Oprogramowanie, komputer PC, stół do komputera, kolorowa drukarka, mysz, klawiatura</p> <p>Na zamówienie dostępne różne wersje językowe oprogramowania/interfejsu użytkownika</p>	CE MDD

**** Dodatkowa densytometria kości połowy/całego ciała dostępna na zamówienie.**

AKCESORIA	70.40-1030	Zestaw balonów dla Sonost-2000 (2 szt./op.)
	26.40-1335	Fantom dla Inus S
	70.10-3020	Papier do drukarki dla Inus S
	26.99-1033	Torba transportowa dla Inus S

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:


POLMIL

OBSŁUGA SERWISOWA

Alfred Kufel
Konsultant ds. Aparatury Diagnostycznej

mob: 602 354 657

akufel@polmil.pl



PPHU Arsmmed sp. z o. o.

ul. Księdza Ryszarda Markwarta 8
85-015 Bydgoszcz

Polmil Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 8b, 85-758 Bydgoszcz · T: +48 52 348 68 20 / F: +48 52 348 68 34

handlowy@polmil.pl www.polmil.pl



medical **ECONET**
GERMANY


POLMIL

Polmil Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 8b, 85-758 Bydgoszcz
Polska

T: +48 52 348 68 20 / F: +48 52 348 68 34

handlowy@polmil.pl www.polmil.pl



Wersja 2024