

## KARTA PRODUKTU

### PRODUKT:



#### NAZWA HANDLOWA:

**PULSOKSYMETR VELO**

#### MARKA:

**NR REF: JPD-500D**

**WYRÓB MEDYCZNY ZGODNIE Z MDR 2017/745**

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE, CERTYFIKAT**

### SPECYFIKACJA PRODUKTU:

- Dokładny pomiar SPO2 i tętna w ciągu kilku sekund:
    - SpO2: zakres pomiaru: 35-100%, rozdzielczość: 1%, dokładność: 70%-100%,  $\pm 2\%$ ;
    - Tętno: zakres pomiaru: 25-250 bpm, rozdzielczość: 1bpm, dokładność:  $\pm 2$ bpm;
  - Typ wyświetlacza: kolorowy OLED, cztery kierunki i sześć trybów wyświetlania;
  - Wyświetlanie wartości SPO2 oraz perfuzji (PI), wyświetlanie fali i wykresu słupkowego tętna;
  - Regulacja jasności ekranu;
  - Funkcja dźwięku pulsu;
  - Funkcja alarmu;
  - Zasilanie: 2 baterie alkaliczne AAA;
  - Wskaźnik słabej baterii;
  - Automatyczne wyłączenie;
  - Tryb demo;
  - Opakowanie zawiera:
    - pulsoksymetr napalcowy VELO JPD-500D
    - etui zapinane na rzep
    - dwie baterie alkaliczne AAA
    - instrukcję użytkowania w języku polskim
- Wymiary pudełka: 60x85x50mm

### PRZEZNACZENIE:

Urządzenie pozwala na łatwe, bezinwazyjne oraz precyzyjne dokonanie pomiaru poziomu nasycenia krwi tętniczej tlenem (SpO2) oraz pulsu.