

POLMIL NOWOŚCI

Przylepce medyczne

Przylepiec foliowy



velo[®]film

V-FILM1291 x 24
V-FILM2591 x 12
V-FILM5091 x 6

Przylepiec tkaninowy



velo[®]fabric

V-FABRIC1291 x 24
V-FABRIC2591 x 12
V-FABRIC5091 x 6

Przylepiec włókninowy



velo[®]soft

V-SOFT1291 x 24
V-SOFT2591 x 12
V-SOFT5091 x 6

Przylepiec jedwabny



velo[®]silk

V-SILK1291 x 24
V-SILK2591 x 12
V-SILK5091 x 6

*długość: 9,14 m; szerokość 1,25 cm / 2,5 cm / 5 cm



Podkłady medyczne Premium

REF	ROZMIAR	KARTON
PSM10-5050	50 cm x 50 m	12 sztuk
PSM10-5080	50 cm x 80 m	9 sztuk
PSM10-6050	60 cm x 50 m	12 sztuk
PSM10-6080	60 cm x 80 m	9 sztuk

*Podkłady medyczne 2 warstwowe, 100% celuloza

Cewniki POLMIL

Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych



REF	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	KOLOR
PSM3100-08	CH08	400 mm	niebieski
PSM3100-10	CH10	400 mm	czarny
PSM3100-12	CH12	500 mm	biały
PSM3100-14	CH14	500 mm	zielony
PSM3100-16	CH16	500 mm	pomarańczowy
PSM3100-18	CH18	500 mm	czerwony

Cewniki Nelaton



REF	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	KOLOR
PSM4300-08	CH08	400 mm	niebieski
PSM4300-10	CH10	400 mm	czarny
PSM4300-12	CH12	400 mm	biały
PSM4300-14	CH14	400 mm	zielony
PSM4300-16	CH16	400 mm	pomarańczowy
PSM4300-18	CH18	400 mm	czerwony

POLMIL

NOWOŚCI



Osłonka na głowicę USG POLMIL

Osłonki na głowicę USG wykonane z naturalnego lateksu, nawilżane. Przeznaczone do badań transwaginalnych i transrektalnych. Wyrób medyczny jednorazowego użytku, niesterylny. Pakowane indywidualnie w blister. Opakowanie handlowe zawiera 144 sztuki.



Kieliszek do leków POLMIL

Kieliszek do podawania leków o pojemności 30 ml, posiada wyraźną skalę linearną co 1 ml oraz skalę cyfrową co 5 ml, umożliwiającą precyzyjne dawkowanie medykamentów. Wyrób medyczny jednorazowego użytku, niesterylny. Opakowanie handlowe zawiera 80 sztuk.



Szczoteczka chirurgiczna POLMIL

Jednorazowa szczoteczka chirurgiczna sucha do mycia rąk z gąbką i czyścikiem do paznokci. Kształt szczoteczki oraz jej rozmiar (8x5x4cm) dają komfort użytkowania i skuteczność mycia chirurgicznego. Szczoteczki pakowane są indywidualnie w blister papier-folia oraz w pudełko zawierające 30 sztuk. Wyrób medyczny jednorazowego użytku, sterylne.



Worek do zbiórki moczu POLMIL

Worek na mocz w systemie zamkniętym o pojemności 2l z bezigłowym portem do pobierania próbek. Wykonany z medycznego PVC, bezlateksowy, z zastawką bezzwrotną, szczelnym poprzecznym zaworem spustowym typu „T” i skalą pomiarową co 200 ml. Produkt wyposażony w elastyczny dren o długości 120 cm, odporny na skręcanie, zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym zabezpieczony zatyczką. Wyrób medyczny, sterylne.



Worek na wymioty POLMIL

Worek na wymioty z ustnikiem / obręczą w systemie "okręć i zamknij", która zabezpiecza zawartość przed wylaniem. Produkt stanowi praktyczną i ekonomiczną alternatywę dla tradycyjnych pojemników na wymioty. Jest polecany dla osób z zaburzeniami pracy przewodu pokarmowego, cierpiących na obfite i niekontrolowane wymioty. Wyrób medyczny jednorazowego użytku, niesterylne. Opakowanie handlowe zawiera 25 sztuk.